

Resin-based Dental Restorative Material

PALFIQUE LX5**ENGLISH**

Read all information, precautions and notes before using.

PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

- 1) PALFIQUE LX5 is a light-cured, radiopaque, submicron filled composite resin for use in anterior and posterior restorations and is indicated for all carious classes. PALFIQUE LX5 contains 82% by weight (71% by volume) of silica-zirconia filler and composite filler. A high filler load offers decreased polymerization shrinkage. All inorganic filler contained in PALFIQUE LX5 is a spherical submicron filler (mean particle size: 0.2 μ m, particle size range: 0.1 to 0.3 μ m) that is designed to deliver excellent gloss retention and wear resistance. The monomer matrix contains Bis-GMA and Triethylene glycol dimethacrylate.
- 2) PALFIQUE LX5 implements Radical-Amplified Photopolymerization initiator technology (RAP technology). Curing time for PALFIQUE LX5 can be shortened by one-third using a light curing unit with a wavelength range of 400 to 500nm (peak: 470nm) compared to our conventional resin composite. Please see the table depicting the relationship between curing time and increment depth (**INDICATIONS FOR FILLING AND CURING**).
- 3) RAP technology facilitates a longer working time for PALFIQUE LX5.
- 4) PALFIQUE LX5 is provided either in SYRINGE or Pre Loaded Tip(PLT).

SHADE

- A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, O1, O2, O3, OPA2, BW (Bleach White), WE (White Enamel), CE (Clear Enamel/Incisal) and SW (Snow White). - Opalescent shades (O1, O2, O3) have adequate opacity designed for blocking out the dark shine that comes through the oral cavity (Class III and Class IV restoration). The opalescent shades also serve as a dentin layer for the multi-shade layering technique. Shades O1, O2 and BW closely match those of primary teeth. However, they are not designed for masking metal or a darkly stained area such as tetracycline stained. - OPA2 is designed for masking slight stain or reconstructing a highly opaque tooth (use as a thin layer at the lingual cavity wall of class III and IV). - Please check with your local distributor for available shades.

INDICATIONS

- Direct anterior and posterior restorations including the occlusal surface and all carious classes
 - Direct bonded composite veneer
 - Diastema closure
 - Repair of porcelain/composite
- CONTRAINDICATIONS**
PALFIQUE LX5 contains methacrylic monomers. DO NOT use PALFIQUE LX5 for patients allergic to or hypersensitive to methacrylic and related monomers.
- PRECAUTIONS**
1) DO NOT use PALFIQUE LX5 for any purpose other than those listed in these instructions. Use PALFIQUE LX5 only as directed herein.
2) PALFIQUE LX5 is designed for sale and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.
3) DO NOT use PALFIQUE LX5 if the safety seals are broken or appear to have been tampered with.
4) If PALFIQUE LX5 causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue its use immediately.
5) Use examination gloves (plastic, vinyl, or latex) at all times when handling PALFIQUE LX5 to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers. Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If PALFIQUE LX5 comes in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands thoroughly with water as soon as possible.
6) Avoid contact of PALFIQUE LX5 with eyes, mucosal membrane, skin and clothing. - If PALFIQUE LX5 comes in contact with the eyes, thoroughly flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.
- If PALFIQUE LX5 comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water after the restoration.
- If PALFIQUE LX5 comes in contact with the skin or clothing, immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze.
- Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.
7) PALFIQUE LX5 should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.
8) To avoid the unintentional ingestion of PALFIQUE LX5, do not leave it unsupervised within the reach of patients and children.
9) Clean the placement instruments with alcohol after use.
10) When using a light-curing unit, protective eye shields, glasses or goggles should be worn.

INDICATIONS FOR FILLING AND CURING

Be sure to light-cure PALFIQUE LX5 extraorally and check the time needed for complete hardening of PALFIQUE LX5 with your light curing unit before performing the bonding procedure. The following table illustrates the relationship between curing time and increment depth.

Relationship between curing time and increment depth:

Light type	Intensity (mW/cm ²)	Curing time (seconds)	Increment depth (mm) ⁽¹⁾	
			A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, O1, O2, CE(Inc), BW, WE	A4, A5, B4, C3, O3, OPA2, SW
Halogen	400	10	1.9	1.6
		20	2.2	1.9
	600	10	2.0	1.7
		20	2.5	2.0
LED	800	5	1.8	1.6
		10	2.2	1.9
	260	10	1.7	1.4
		20	2.0	1.7
Plasma Arc	900	5	1.7	1.5
		10	2.0	1.8
	950	3	1.9	1.5

1) Increment depth was determined on the basis of test results performed in accordance with section 7.10 "depth of cure" of ISO4049.

SPECIAL NOTES FOR THE USE OF PLT

- 1) PLTs are designed for single patient use only. Do not re-cap and/or re-use the PLT tip once material has been dispensed for that patient.
- 2) Dispensers are not provided for PALFIQUE LX5. Use a dispenser that fits the PLT of PALFIQUE LX5. For proper use and proper disinfection, see manufacturer's instructions.
- 3) Apply the composite at normal room temperature (18 - 30°C / 62 - 84°F). Material that is too cold might be difficult to extrude.
- 4) Use light, controlled pressure to prevent any continued extrusion of material following pressure release.

STORAGE

1) Store PALFIQUE LX5 at a temperature between 0 - 25°C (32 - 77°F).

2) AVOID direct exposure to light and heat.

3) DO NOT use PALFIQUE LX5 after the indicated date of expiration on the syringe or PLT package.

DISPOSAL

To safely dispose of excess PALFIQUE LX5, extrude unused portion from SYRINGE or PLT and light-cure before disposal.

CLINICAL PROCEDURE

- 1) **Cleaning**
Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.
- 2) **Shade Selection**
Select the appropriate shade of PALFIQUE LX5 prior to placing the rubber dam using the shade guide provided for PALFIQUE LX5.
- 3) **Isolation**
A rubber dam is the preferred method to isolate the tooth from contamination.
- 4) **Cavity Preparation**
Prepare the cavity and rinses with water. Add bevels to the enamel margins of anterior preparations (class III, IV, V), as well as chamfers to the margins of posterior preparations (class I, II) because bevels and chamfers assist in erasing demarcations between the cavity margins and restoration, thereby enhancing both esthetics and retention.
- 5) **Lightness (color value) is primary importance on shade selection.**
- 6) **In case of whitened teeth select the shade a few weeks after the completion of whitening.**
- 7) **Acabado**
Modelar y polir la restauración. Para el acabado, utilizar puntas específicas de diamante. Para borrar la demarcación entre el compuesto y el diente natural, utilizar una fresa de carburo estriada 12 a lo largo de los bordes, sin agua. Utilizar bandas de metal o de vinilo de acabado para las superficies proximales. Para el pulido, utilizar puntas de goma o un instrumento de pulido adecuado, como el PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr) o D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).
- 8) **Indicaciones de Rellenado y de Curado**
Asegurarse de fotopolimerizar el PALFIQUE LX5 fuera de la boca y comprobar el tiempo necesario para el endurecimiento completo del producto con la lámpara de polimerización antes de proceder a la adhesión. La siguiente tabla indica la relación entre el tiempo de curado y la profundidad de incremento.

Pulp Protection

Glass ionomer lining or calcium hydroxide should be applied if the cavity is in close proximity to the pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit curing of bonding agent and/or PALFIQUE LX5.

Bonding system

Apply light-cured bonding system according to manufacturer's instructions.

- Do not use self-cured bonding systems. We advise that light-cured bonding systems should be used with PALFIQUE LX5 since other types of bonding systems such as self-cured or dual-cured bonding systems may not provide effective adhesion when used with light-cured composite resins. If you want to use self-cured or dual-cured bonding systems, please confirm that such bonding systems are compatible with the light-cured composite resins being used.

Dispensing

- 1) **PLT**
Please read **SPECIAL NOTES FOR THE USE OF PLT** before use.
- 2) Load the PLT into a dispenser that fits the PLT.
- 3) Remove the PLT cap.
- 4) Extrude the paste directly into cavity or indirectly on the mixing pad.

Syringe

- 1) Remove the syringe cap. Extrude the paste onto a mixing pad by turning the handle clockwise. After dispensing, turn the handle counterclockwise by a half to full turn to release residual pressure inside the syringe and re-cap the syringe immediately.
- 2) DO NOT apply unnecessary force to the syringe immediately after removing from the refrigerator.

Filling and contouring

- 1) Fill the cavity incrementally. Increments should not exceed the indicated depth (please refer to the aforementioned table).
- 2) DO NOT mix PALFIQUE LX5 with other brands of resin composite or other shades of PALFIQUE LX5 to avoid incomplete cure or voids.

Curing

- 1) Light-cure each increment for at least the indicated time (please see aforementioned table), keeping the curing light tip within a distance of 2 mm from the increment.
- 2) If other brands of composite resins are layered over the cured composite, follow their instructions.

Finishing

- 1) Shape and polish the restoration. For finishing, use fine finishing diamond points. To erase the demarcation between the composite and the natural tooth rotate a 12 fluted carbide bur slowly along the margins without water. Use finishing metal strips or vinyl strips for proximal finishing. For polishing, polish with rubber points or any suitable polishing tool, such as PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), or D-FINE™ Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).
- 2) *PoGo, Sof-Lex, Identoflex and D-FINE are not registered trademarks of Tokuyama Dental Corporation.

IMPORTANT NOTE: The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by improper use of this product. It is the personal responsibility of the dental professional to ensure the product is suitable for application before use. Specifications are subject to change without notice. When the product specification changes, the instructions and precautions may change also.

ESPAÑOL

Lea toda información, las precauciones y las advertencias antes de utilizarlo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN GENERAL

- 1) PALFIQUE LX5 es una resina compuesta con relleno de partículas de un tamaño inferior a una micra, fotopolimerizable y radiopaca, para utilización en las restauraciones dentales anteriores y posteriores, indicada para cualquier tipo de cavidad. Contiene un 82% de su peso (71% de su volumen) de relleno de silice-dióxido de zirconio y de compuesto. Una alta carga de relleno confiere un menor contracción de polimerización. Todo el material de relleno inorgánico contenido en PALFIQUE LX5 corresponde a partículas esféricas tamaño inferior a una micra (tamaño medio de una partícula: 0.2 μ m; escala de tamaño de partículas de 0.1 a 0.3 μ m), diseñadas para proporcionar un excelente pulido de alto brillo y resistencia al desgaste. La matriz del monómeros contiene Bis-GMA y trietilenoglicol dimetacrilato.
- 2) PALFIQUE LX5 implementa la tecnología de iniciador de fotopolimerización radical amplificada (tecnología RAP). El tiempo de curado de PALFIQUE LX5 puede ser reducido a un tercio, utilizando una lámpara de fotopolimerización de comprimento de onda entre los 400 y los 500 nm (valor de pico: 470 nm). Ver tabla de la relación entre el tiempo de polimerización y la profundidad de incremento (**INDICACIONES PARA EL RELLENADO Y EL CURADO**).
- 3) La tecnología RAP facilita una mayor duración de vida para PALFIQUE LX5.
- 4) PALFIQUE LX5 existe en JERINGA o en boquillas desecharables (PLT, "Pre Loaded Tip").

COLOR

- A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, O1, O2, O3, OPA2, BW (Bleach White), WE (White Enamel), CE (Clear Enamel/Incisal) y SW (Snow White). Los tonos opalescentes (O1, O2, O3) tienen la opacidad adecuada para impedir que transpere el tono oscuro debido a la cavidad bucal (restauración de Clase III y IV). También pueden servir de capa de dentina en la técnica de estratificación de varios tonos. Los tonos O1, O2 y BW son muy parecidos a los de los dientes temporales. No obstante, no están diseñados para cubrir el metal o zonas con manchas oscuras como las manchas de tetraciclina.

- El OPA2 está diseñado para cubrir manchas leves o reconstruir dientes muy opacos (utilizado en capa fina en la pared de la cavidad lingual de clase III y IV).

Relationship between curing time and increment depth:

1) Increment depth was determined on the basis of test results performed in accordance with section 7.10 "depth of cure" of ISO4049.

SPECIAL NOTES FOR THE USE OF PLT

- 1) PLTs are designed for single patient use only. Do not re-cap and/or re-use the PLT tip once material has been dispensed for that patient.
- 2) Dispensers are not provided for PALFIQUE LX5. Use a dispenser that fits the PLT of PALFIQUE LX5. For proper use and proper disinfection, see manufacturer's instructions.
- 3) Apply the composite at normal room temperature (18 - 30°C / 62 - 84°F). Material that is too cold might be difficult to extrude.
- 4) Use light, controlled pressure to prevent any continued extrusion of material following pressure release.

STORAGE

1) Store PALFIQUE LX5 at a temperature between 0 - 25°C (32 - 77°F).

2) AVOID direct exposure to light and heat.

3) DO NOT use PALFIQUE LX5 after the indicated date of expiration on the syringe or PLT package.

DISPOSAL

To safely dispose of excess PALFIQUE LX5, extrude unused portion from SYRINGE or PLT and light-cure before disposal.

colegiados, y en ningún caso para la venta y utilización por otro tipo de profesionales.

- 3) NO utilizar PALFIQUE LX5 si los precintos de seguridad están rotos o presentan signos de manipulación.
- 4) En caso de que PALFIQUE LX5 causara una reacción alérgica o hipersensibilidad, suspender inmediatamente su utilización.
- 5) Se recomienda utilizar siempre guantes de exploración (de plástico, vinilo o látex) al manipular PALFIQUE LX5 con el fin de evitar posibles reacciones alérgicas debidas a los monómeros metacrílicos. Advertencia: Algunas sustancias/materias pueden penetrar a través de los guantes. En caso de contacto de PALFIQUE LX5 con los guantes de exploración, retirarlos, descharlos y lavarse bien las manos con agua lo antes posible.
- 6) Evitar el contacto de PALFIQUE LX5 con los ojos, las mucosas, la piel y la ropa.
- 7) En caso de contacto de PALFIQUE LX5 con los ojos, enjuagar bien los ojos con agua y contactar inmediatamente con un oftalmólogo.
- 8) En caso de contacto de PALFIQUE LX5 con la mucosa, limpiar inmediatamente la zona afectada, y enjuagar bien con agua tras la restauración.
- 9) En caso de contacto de PALFIQUE LX5 con la piel, lavar inmediatamente la zona con un bastoncillo de algodón o una compresa impregnadas de alcohol.
- 10) Durante la utilización de la lámpara de fotopolimerización, debe llevarse protección ocular o gafas de seguridad.

NOTAS ESPECÍFICAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS PLT

1) Os PLT foram desenvolvidos para serem utilizados um para cada paciente. Não voltar a fechar ou reutilizar o PLT se o material já foi utilizado para um paciente.

2) Não são fornecidos dosadores para o PALFIQUE LX5. Utilizar um dosador que se adapte ao PLT do PALFIQUE LX5. Para utilização e desinfecção adequadas, seguir as instruções do fabricante.

3) Aplicar o compósito a temperatura ambiente normal (18 - 30°C / 62 - 84°F). Se o material estiver demasiado frio pode tornar-se difícil de extrair.

4) Aplicar uma pressão leve e controlada para evitar que o produto continue a sair depois de ter cessado a pressão.

Português

Detentor do Registro
Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Águia Branca, São Paulo, SP -
CEP:05001-200. CNPJ: 04.967.408/0001-98 / Email: brazilvigilance@ul.com

Fabricante

Tokuyama Dental Corporation
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japão
LOCAL DE FABRICAÇÃO:
Tokuyama Dental Corporation Kashima Factory
26 Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki 314-0255, Japão

中国語

牙科树脂修复材料
使用前请仔细阅读相关信息、注意事项及注解

■产品描述和综合信息

1) 牙科树脂修复材料是一种光固化、X光线阻射性、亚微米充填的复合树脂，用于包括咬合面和所有类型的前、后牙修复。结构组成：牙科树脂修复材料是由有机复合填料，二氧化硅氧化锆填料，Bis-GMA, TEGDMA, 植物油，自基放大剂，4-羟基苯甲酸，二丁基羟基苯甲酮，紫外线吸收剂，荧光剂，颜料组成。二氧化硅-氧化锆填料及复合填料占牙科树脂修复材料的重量比为82%（体积比为71%）。产品的高填料特性使聚合收缩减小。牙科树脂修复材料中的无机填料均为一种球状亚微米填料(即平均粒径： $0.1 \text{ } \mu\text{m}$;粒径范围：0.1 至 $0.3 \text{ } \mu\text{m}$)。旨在提供出色的保光性和耐磨性。

2) 牙科树脂修复材料采用由基放大光聚合(RAP技术)。与传统的复合树脂材料相比，使用波长范围为400到500nm(峰值，470nm)的一种光固化装置可以使牙科树脂修复材料的固化时间缩短至三分之一。请参考固化时间与充填深度关系的图表。(■充填和固化的适应症)

3) RAP技术使牙科树脂修复材料具有更长的操作时间。

4) 牙科树脂修复材料为您提供每支包装。

■比色

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, O1A1, O2A1, O3A1, OPA2, BW (Bleach White, 遮白), 和CE (Clear Enamel/Incisal, 透明珐琅质/门牙)。
- 乳白牙色(O1A1, O2A1, O3A1)具有不透明性，为阻隔来自口内的阴影(III级和IV级修复)而设计。乳白牙色也适用于多牙分层技术象牙质层(牙釉质层)。O1A1,O2A1及BW比较接近乳牙的颜色。然而，他们并不是为遮盖金属或色素沉积部分(如四环素牙)而设计的。

- OPA2是为遮盖轻度色素沉积，或用来修复高度不透明齿体部而设计的(在III、IV级的舌壁上-瓣层)而设计。

- 请向当地经销商咨询可以使用的颜色。

■适应症

- 本产品用于龋齿治疗后的前、后牙的充填修复。

■禁忌症

牙科树脂修复材料中含有甲基丙烯酸单体，对甲基丙烯酸及相关单体过敏以及高度敏感的患者不能使用。

■注意事项

1) 除本说明书所述外牙科树脂修复材料不能用于其它任何目的。请按本说明书使用牙科树脂修复材料。
2) 牙科树脂修复材料仅为牙科专业护理人员销售和使用而设计。本产品并非市销产品，也不适合非牙科专业人士使用。
3) 禁止使用已经开封或者经过使用的牙科树脂修复材料。
4) 如果牙科树脂修复材料引起过敏反应或过度敏感，请立即停止使用。
5) 在每次使用牙科树脂修复材料时，都要使用手套(橡胶、乙烯、或乳胶手套)，以防止可能发生的对甲基丙烯酸单体的过敏反应。注：某些物质/材料可以穿透检查手套。如果牙科树脂修复材料进入手套，脱下并扔掉手套，尽快用水彻底清洗双手。
6) 避免牙科树脂修复材料与眼睛、粘膜、皮肤和衣物接触。
- 如 牙科树脂修复材料接触到眼睛，立即用清水冲洗并到眼科就诊。
- 如 牙科树脂修复材料接触到粘膜，立即擦拭接触部位，擦干后用水彻底冲洗。
- 如 牙科树脂修复材料接触到皮肤或衣物，立即用浸过酒精的棉签或纱布浸湿接触部位。
- 进行处置后，指导患者立即漱口。
7) 牙科树脂修复材料不可以咽下或吸入。咽下或吸入可能导致严重伤害。
8) 为避免牙科树脂修复材料被无意咽下，不要将它放在患者及儿童触手可及的地方。
9) 使用后用酒精擦拭所用的仪器。
10) 使用光固化装置时，应佩戴防护眼罩、眼镜或护眼镜。

■充填和固化的适应症

在进行粘接之前，先在口外用你的光固化灯确认固化牙科树脂修复材料所需的时间，在进行粘接前，使用光固化装置测定牙科树脂修复材料完全固化所需的时间。下表列出固化时间和充填深度的关系。

固化时间和填充深度的关系:

光类型	强度 (mW/cm²)	固化时间 (秒)	充填深度 (mm) ^①			
			A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, O1A1, O2A1, CE(Inc.), BW	A4, A5, B4, C3, O3A1, OPA2	C1, C2, C3, O1A1, O2A1, CE(Inc.), BW	SW
卤素	400	10	1.9	1.6		
		20	2.2	1.9		
	600	10	2.0	1.7		
		20	2.5	2.0		
LED	800	5	1.8	1.6		
		10	2.2	1.9		
	260	10	1.7	1.4		
		20	2.0	1.7		
	900	5	1.7	1.5		
		10	2.0	1.8		

1) 充填深度是以ISO4049:中7.10章节“固化深度”做出的检验结果为依据所决定的。

■保存

1) 将牙科树脂修复材料保存在 $0\text{--}25^\circ\text{C}$ ($32\text{--}77^\circ\text{F}$)。
2) 避免直接暴露在光线下。
3) 超过每支包装上所标示的使用期限后，不可使用牙科树脂修复材料。

本产品的有效期自生产之日起为3年。

■处理

为了安全地处理多余的牙科树脂修复材料，请挤出包装以及光固化装置中未使用部分并进行光固化。

■临床程序

1. 清洗
用一次性塑料杯和无氟牙膏彻底清洗牙齿表面，然后用水冲洗。

2. 牙色选择

在放置橡皮障前，使用牙科树脂修复材料的牙色指南，选择好合适的牙科树脂修复材料的牙色。

- 5分钟内选择牙色：干燥的牙齿比微湿或湿润的牙齿亮度要偏高。

- 亮度(色彩值) 在牙色选择时最为重要。

- 选择牙色举棋不定时，可以选择亮一点儿(高色值)的牙色。

- 如牙齿进行过美白，请在美白几星期后再选择牙色。美白的牙齿可能会变得稍微黯淡。

3. 隔离

使用橡皮障是一种将牙齿与污染隔离的有效方法。

4. 窝洞制备

修整好窝洞，并用水冲洗。在前部准备处珐琅质边缘加上倾角(III、IV、V级)，后部准备处边缘加上倒角(I、II级)。因为倾角与倒角可以帮助清除窝洞边缘和修复处的界线，强化美观和护理。

- 从美观和护理方面来说，波浪形洞口斜面(lundulant, scalloped bevel)可能更好。

- 在进行瓷冠/复合树脂修复时，使用锉或金刚石打磨头将粘接处表面磨平；用磷酸酸蚀并进行清理；用水彻底冲洗；完全晾干后，按照厂商说明书要求，使用硅烷偶联剂进行处理。

5. 牙髓保护

如果窝洞非常靠近牙髓，应使用玻璃离子或氢氧化钙进行处理。不可使用含有丁香酚的材料来保护牙髓，因为这些材料抑制粘接剂及/或牙科树脂修复材料的固化。

6. 粘接系统

按照厂商说明书要求，使用光固化粘接系统。我们推荐使用TOKUYAMA BOND FORCE, 它是一种单成分、自酸蚀粘接剂。

- 不可使用自固化粘接系统。我们建议在使用牙科树脂修复材料时应配合使用光固化粘接系统，因为其他类型的粘接系统，如自固化或双固化粘接系统，当与光固化复合树脂一起使用时不可能提供有效的粘接力。如果想使用自固化或双固化粘接系统的话，请确认该粘接系统与正在使用的光固化复合树脂是否匹配。

7. 分配

移开注射帽。顺时针转动手柄，将膏体挤在调节板上。挤出后再迅速盖上注射帽。

8. 充填和塑形

逐渐充填窝洞。充填量不能超过指定的深度(请参考上述表格)。

- 不可将牙科树脂修复材料与其他品牌的复合树脂或牙科树脂修复材料的其它牙色混合，以避免不完全固化或失效。

9. 固化

至少按指定时间对每次充填量进行光固化(见前述表格)，光固化灯与充填层保持2 mm距离。

- 如其他品牌的复合树脂覆盖层放置在已固化复合树脂上，应遵照所附说明书。

10. 抛光

对修复面形状和光泽进行处理。抛光时，使用精密抛光金刚石打磨头。消除复合树脂与自然牙之间界线时，沿着边缘不加水缓慢转动12号粗硬质金钢锉。邻近面抛光时，使用金属带或乙烯带。抛光时，使用橡胶尖头或合适的抛光工具进行，如PoGo™ (DENTSPLY/Caulk), Sof-Lex™ (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia抛光机(Kerr), 或D-FINE™ 金刚石合金(COSMEDENT, 公司)。

* PoGo, Sof-Lex, Identoflex和D-FINE不是德山牙科株式会社的注册商标。

重要事项：牙科树脂修复材料的生产厂家对由于本产品的不合理使用而产生的损害或损伤不承担责任。由使用者个人承担全部责任。在使用前须确保本产品符合实际应用。牙科树脂修复材料的产品规格会发生变化，恕不另行通知。产品规格发生变化时，相应的指示及注意事项也会变化。

生产日期：见标签

失效日期：见标签

产品型号规格：

- 1) 2.0ml (3.8g)/支 3支 (A2, A3, OPA2)/盒
- 2) 2.0ml (3.8g)/支 : A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, O1A1, O2A1, CE(Inc.), BW
- 3) 1g /支 : A2, A3

[生产制造商]

Tokuyama Dental Corporation
德山牙科株式会社
注册人住所：东京都台东区台东1丁目38番9号
生产地址：茨城县常总市砂山26
电话：+81-3-3835-7201
网址：<http://www.tokuyama-dental.com/>

[代理人]

山八齿材工业(常熟)有限公司
住所：江苏省常熟市支塘镇北
邮编：213531
电话：0512-52551016
传真：0512-52556490

医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号：国械注进20203170456

修订日期：2020年11月 Rev. 1

■牙科树脂修复材料

坚固时间：见标签

固化时间：见标签

产品型号规格：

- 1) 2.0ml (3.8g)/支 3支 (A2, A3, OPA2)/盒
- 2) 2.0ml (3.8g)/支 : A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C1, C2, C3, O1A1, O2A1, CE(Inc.), BW
- 3) 1g /支 : A2, A3

[生产制造商]

Tokuyama Dental Corporation
德山牙科株式会社
注册人住所：东京都台东区台东1丁目38番9号
生产地址：茨城县常总市砂山26
电话：+81-3-3835-7201
网址：<http://www.tokuyama-dental.com/>

[代理人]

山八齿材工业(常熟)有限公司
住所：江苏省常熟市支塘镇北
邮编：213531
电话：0512-52551016
传真：0512-52556490

医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号：国械注进20203170456

修订日期：2020年11月 Rev. 1

■牙科树脂修复材料

坚固时间：见标签

固化时间：见标签

产品型号规格：

- 1) 2.0ml (3.8g)/支 3支 (A2, A3, OPA2)/盒
- 2) 2.0ml (3.8g)/支 : A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C1, C2, C3, O1A1, O2A1, CE(Inc.), BW
- 3) 1g /支 : A2, A3

[生产制造商]

Tokuyama Dental Corporation
德山牙科株式会社
注册人住所：东京都台东区台东1丁目38番9号
生产地址：茨城县常总市砂山26
电话：+81-3-3835-7201
网址：<http://www.tokuyama-dental.com/>

■ข้อบ่งใช้

- เนื่องจากเป็นทันทีหนาและโน่นๆ รวมถึงเรืองแสงตามเดือนมีนาคมที่ส่องประกายในเวลากลางคืน

- เพื่อจัดการหินฟันที่ต้องดูแลอย่างดี

- เพื่อจัดการหินฟัน