

Aktualizacja 15/12/2022

Weryfikacja 6

## KARTA BEZPIECZEŃSTWA TOKUYAMA BOND FORCE II

### SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

#### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa TOKUYAMA BOND FORCE II

#### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

**Stwierdzone zastosowania** 【Wyrobów Medycznych】 Stomatologiczny system wiążący. Tylko dla stomatologów.

**Zastosowania Odradzane** Używać tylko do określonych zastosowań.

#### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

**Dystrybutor** Tokuyama Dental Italy S.r.l.  
Via Chizzalunga, 1,  
36066 Sandrigo, Vicenza, Włochy  
TEL: +39-0444-659650  
FAX: +39-0444-750345

**Osoba Kontaktowa** <http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html>

**Producent** Tokuyama Dental Corporation  
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokio  
110-0016, Japonia  
TEL: +81-3-3835-2261  
FAX: +81-3-3835-2265

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

**Telefon alarmowy** Warsaw Poison Information and Control Centre  
Al. Solidarnosci 67, Warszawa  
Numer telefonu alarmowego: +48 22 619 66 54  
Numer telefonu: +48 22 618 77 10  
Numer telefaks: +48 22 618 77 10  
adres e-mail: [oit.warszawa@praski.waw.pl](mailto:oit.warszawa@praski.waw.pl)

### SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

#### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (WE 1272/2008)

Zagrożenia fizyczne i chemiczne	Flam. Liq. 2 - H225
Zdrowie ludzi	Skin Irrit. 2 - H315; Eye Irrit. 2 - H319; Skin Sens. 1 - H317; STOT SE 3 - H336
Zagrożenie dla środowiska	Aquatic Chronic 3 - H412

#### 2.2. Elementy oznakowania

**Zawiera** (1-METHYLETHYLIDENE)BIS[4,1-PHENYLENEOXY(2-HYDROXY-3,1-PROPANEDIYL)] BISMETHACRYLATE  
2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE  
metakrylan 2-hydroksyetylu  
propan-2-ol

Oznaczenia Zgodnie Z (WE) Nr 1272/2008

## TOKUYAMA BOND FORCE II



### Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H225	Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, wywołując długotrwałe skutki.

### Zwroty wskazujące środki ostrożności

P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwar tego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P271	Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403+233	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi.

### Dodatkowe zwroty wskazujące środki ostrożności

P233	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P240	Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241	Używać elektrycznego sprzętu przeciwwybuchowego.
P242	Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P243	Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P272	Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273	Unikać uwalniania do środowiska.
P261	Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P264	Dokładnie umyć zanieczyszczoną skórę po użyciu.
P321	Specjalne leczenie (patrz porady medyczne na niniejszej etykiecie).
P370+378	W przypadku pożaru: Użyć piany odpornej na działanie alkoholu, dwutlenku węgla lub suchego proszku do gaszenia.
P302+352	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303+361+353	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P332+313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333+313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362	Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P363	Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P403+235	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405	Przechowywać pod zamknięciem.

## TOKUYAMA BOND FORCE II

### 2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.  
Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego : Nie wiadomo.

### SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

#### 3.2. Mieszanki

<b>(1-METHYLETHYLIDENE)BIS[4,1-PHENYLENEOXY(2-HYDROXY-3,1-PROPANEDIYL)] BISMETHACRYLATE</b> <span style="float: right;"><b>5 - 15 %</b></span>
<b>Numer CAS: 1565-94-2</b> <span style="margin-left: 150px;"><b>Numer WE: 216-367-7</b></span>
Klasyfikacja Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 3 - H412
<b>2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL</b> <span style="float: right;"><b>&lt; 1 %</b></span>
<b>Numer CAS: 128-37-0</b> <span style="margin-left: 150px;"><b>Numer WE: 204-881-4</b></span>
Klasyfikacja Aquatic Chronic 1 - H410
<b>2,2'-ETHYLENEDIOXYDIETHYL DIMETHACRYLATE</b> <span style="float: right;"><b>5- 10 %</b></span>
<b>Numer CAS: 109-16-0</b> <span style="margin-left: 150px;"><b>Numer WE: 203-652-6</b></span>
Klasyfikacja Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

## TOKUYAMA BOND FORCE II

<b>2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-HYDROXYETHYL ESTER, PHOSPHATE</b>	<b>10 - 30 %</b>
<b>Numer CAS: 52628-03-2</b>	<b>Numer WE: 258-053-2</b>
Klasyfikacja Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319	
<b>metakrylan 2-hydroksyetylu</b>	<b>5 - 10 %</b>
<b>Numer CAS: 868-77-9</b>	<b>Numer WE: 212-782-2</b>
Klasyfikacja Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317	
<b>N-metylodietanoloamina</b>	<b>1 - 5 %</b>
<b>Numer CAS: 105-59-9</b>	<b>Numer WE: 203-312-7</b>
Klasyfikacja Eye Irrit. 2 - H319	
<b>propan-2-ol</b>	<b>30 - 60 %</b>
<b>Numer CAS: 67-63-0</b>	<b>Numer WE: 200-661-7</b>
Klasyfikacja Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336	

Opis zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w Sekcji 16.

### SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

#### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

##### **Informacja ogólna**

Niezwłocznie wynieść/wyprowadzić osobę narażoną na wdychanie na świeże powietrze. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

##### **Wdychanie**

Zapewnić dopływ świeżego powietrza, ciepło i odpoczynek, najlepiej w wygodnej pozycji siedzącej. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

##### **Spożycie**

Natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody (200–300 ml). W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

##### **Kontakt ze skórą**

Natychmiast umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

##### **Kontakt z oczami**

Natychmiast płukać dużą ilością wody do 15 minut. Wyjąć ew. soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

#### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

## TOKUYAMA BOND FORCE II

### Informacja ogólna

Brak danych.

### **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Nie ma szczególnych zaleceń.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### **5.1. Środki gaśnicze**

#### **Środki gaśnicze**

Gasić pożar gaśnicą pianową (pianą alkoholoodporną), śniegową CO<sub>2</sub>, proszkową albo mgłą wodną.

### **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Podczas pożaru wydzielają się toksyczne gazy (CO, CO<sub>2</sub>).

#### **Nadzwyczajne zagrożenia pożarowe i wybuchowe**

SUBSTANCJA WYSOCE ŁATWO PALNA!

#### **Zagrożenia specyficzne**

W przypadku pożaru mogą wydzielać się toksyczne gazy.

### **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

#### **Szczególne Procedury Gasnicze**

Unikać wdychania par z pożaru. Poruszać się z wiatrem w celu uniknięcia spalin. Wynieść kontener z miejsca pożaru, jeśli nie łączy się to z ryzykiem. Pojemniki w pobliżu ognia powinny zostać wyniesione albo ochłodzone wodą. Usunąć wszelkie źródła zapłonu.

#### **Środki ochrony personelu straży pożarnej**

W warunkach pożarowych stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną na całe ciało.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### **6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego. Nie palić i nie stosować otwartych źródeł ognia i innych źródeł zapłonu.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie odprowadzać do kanalizacji, gruntu i cieków wodnych.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Wygasić wszystkie źródła zapłonu. Unikać iskier, płomieni, wysokiej temperatury i dymienia. Wietrzyć. Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesywać do pojemników. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Nie zanieczyszczać źródeł wody ani kanalizacji.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### **7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie. Zbiorniki magazynowe i inne pojemniki muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym. Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Nie stosować narzędzi ręcznych, które generują iskry; stosować przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny. Konieczne jest skrupulatne przestrzeganie przepisów higieny osobistej. Przed opuszczeniem stanowiska pracy umyć ręce i zanieczyszczone miejsca wodą z mydłem.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać w chłodnym, zaciemnionym miejscu (0-25°C, 32-77°F). Trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, źródła iskier oraz otwartego ognia.

#### **Klasa składowania**

Magazyn substancji ciekłych łatwo palnych.

## TOKUYAMA BOND FORCE II

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Stwierdzone zastosowania tego produktu są wyszczególnione w Sekcji 1.2.

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Nazwa	STD	NDS		NDSCH		Uwagi
propan-2-ol	NDS		900 mg/m <sup>3</sup>		1200 mg/m <sup>3</sup>	

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie.

### 8.2. Kontrola narażenia

Wyposażenie ochronne



#### Warunków procesu

Posłużyć się środkami kontroli technicznej, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza do dozwolonego poziomu narażenia. Udostępnić płyn do płukania oczu.

#### Techniczne środki ochrony

Przeciwwybuchowa wentylacja wywiewna ogólna i lokalna.

#### Środki ochrony dróg oddechowych

Stosować odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.

#### Środki ochrony rąk

Używać rękawic ochronnych.

#### Środki ochrony oczu

Stosować zatwierdzone okulary ochronne.

#### Dodatkowe środki ochrony

Stosować odpowiednią odzież, aby wyeliminować wszelkie ryzyko kontaktu ze skórą.

#### Higieniczne środki ostrożności

NIE PALIĆ NA TERENIE PRACY! Niezwłocznie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Jeśli skóra zostanie zanieczyszczona, natychmiast umyć wodą z mydłem. Umyć się przed zakończeniem każdej zmiany, a także przed jedzeniem, paleniem i wizytą w toalecie. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać fizyczna	Płyn
Kolor	Jasny (albo biały), Żółtawy
Zapach	Charakterystyczny
Rozpuszczalność	Nieznane.
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia (°C)	
Brak danych.	
Temperatura topnienia (°C)	
Brak danych.	
Gęstość względna	0.986
Gęstość pary (powietrze=1)	
Brak danych.	
Prężność pary	
Brak danych.	

## TOKUYAMA BOND FORCE II

### Prędkość parowania

Brak danych.

### Współczynnik Parowania

Brak danych.

**Wartosc pH, Roztwór Stezony** 2.8

### Wartosc pH, Roztwór Rozcienczony

Brak danych.

### Lepkość

Brak danych.

### Wspólcz. Rozpuszczalności (G/100Gh<sub>2</sub>O 20°C)

Brak danych.

### Temperatura rozpadu (°C)

Brak danych.

### Próg Zapachu, Dolny

Brak danych.

### Próg Zapachu, Górny

Brak danych.

**Temperatura zapłonu (°C)** 17 °C

### Temperatura samozapłonu (°C)

Brak danych.

### Granica Zapalności – Dolna(%)

Brak danych.

### Granica Zapalności – Górna(%)

Brak danych.

### Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)

Brak danych.

## 9.2. Inne informacje

Brak danych.

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Reakcja z: Alkalia. Środki silnie utleniające.

### 10.2. Stabilność chemiczna

SUBSTANCJA WYSOCE ŁATWO PALNA! Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nieznane.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Chronić przed światłem słonecznym.

### 10.5. Materiały niezgodne

#### Materiały, Których Należy Unikac

Silne środki utleniające. Alkalia.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas pożaru wydzielają się toksyczne gazy (CO, CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Toksyczność ostra - Połknięcie

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany.

## TOKUYAMA BOND FORCE II

### **Toksyczność ostra - Kontakt ze Skórą**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Toksyczność ostra - Wdychanie**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Działanie żrące/drażniące na skórę**

Zatwierdzono metodę : Działa drażniąco na skórę.

### **Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy**

Zatwierdzono metodę : Działa drażniąco na oczy.

### **Dane dotyczące uczulenia skóry**

Zatwierdzono metodę : Może powodować reakcję alergiczną skóry.

### **Dane dotyczące uczulenia układu oddechowego**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Działanie rakotwórcze**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Szkodliwe działanie na rozrodczość**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Laktację**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe**

Zatwierdzono metodę : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

### **Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak danych.

### **Zagrożenie spowodowane aspiracją**

Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Nie dotyczy.

### **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**

Droga(i) wniknięcia : Skóra , Oczy , Spożycie , Inhalacyjnie , Efekty zdrowotne: Patrz sekcja 4.2.

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego : Nie wiadomo.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### **12.1 Toksyczność**

Toksyczność - Bezkręgowce wodne	Nie wiadomo.
Toksyczność - Ryba	Nie wiadomo.
Toksyczność - Glony	Nie wiadomo.
Toksyczność - Element Osad	Nie wiadomo.
Toksyczność - Element lądowy	Nie wiadomo.

### **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

Nie wiadomo.



## TOKUYAMA BOND FORCE II

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Nie wiadomo.

### 12.4 Mobilność w glebie

Nie wiadomo.

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie wiadomo.

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Nie wiadomo.

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwać zawartość/ pojemnik zgodnie z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.

Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Usuwać odpady w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów. Nie pozwolić na przedostanie się do ścieków, kanałów lub cieków wodnych. Puste pojemniki lub ich wkładki mogą zawierać resztki produktu i tym samym mogą być niebezpieczne. Należy zapewnić bezpieczną likwidację wszystkich opakowań.

### 13.2 Dodatkowe informacje

Usuwanie do śmieci winno być zgodne z miejscowymi, stanowymi i krajowymi przepisami.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nr UN (ADR/RID/ADN) 1133

Nr UN (IMDG) 1133

Nr UN (ICAO) 1133

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa ADHESIVES

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa ADR/RID/ADN 3

Klasa ADR/RID/ADN Klasa 3: Ciecze łatwo palne.

Nr Znaku ADR 3

Klasa IMDG 3

Klasa/Dział ICAO 3

Znaki Ostrzegawcze W Transporcie



### 14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania ADR/RID/ADN II

Grupa pakowania IMDG II

Grupa pakowania ICAO II

## TOKUYAMA BOND FORCE II

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Substancja Szkodliwa Dla Środowiska/Substancja Zanieczyszczająca Morze

Nie.

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

EMS	F-E, S-D
Kod Zagr. Chemicznego	•3YE
Nr zagrożenia (ADR)	33
Kody ograniczeń przewozu przez tunele	(D/E)

### 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie stosuje się.

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Prawodawstwo UE

(EC) No 1907/2006 (REACH).

(EC) No 1272/2008 (CLP).

(EU) No 2015/830.

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie wykonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Aktualizacja	15/12/2022
Weryfikacja	6

### Pełne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, wywołując długotrwałe skutki.

### Odrzucenie Odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte zostały na bieżącym stanie wiedzy. Jednakże, jak podają różne źródła, w tym niezależne laboratoria, informacje te nie muszą być uważane za kompletne, dokładne i mogą być uzupełnione w innym czasie. Tokuyama Dental Corp. nie usiłowała w żaden sposób ukryć szkodliwych aspektów przedstawionych tutaj produktów, ale nie gwarantuje, że takowe nie istnieją.