

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

СПОРЕД ЕО регламенти 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (ПОЛ) и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на Продукта TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирана употреба **【медицинските изделия】** дентален адхезив. Само за дентални специалисти.

Използва препоръчва срещу Използвайте само за предвиденото приложение.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

Идентифициране на фирмата Tokuyama Dental Corporation
Адрес на производителя 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Пощенски код 110-0016

Телефон: +81-3-3835-2261

Факс +81-3-3835-2265

Е-мейл

<http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html>

Доставчик

Идентифициране на фирмата Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Адрес на доставчика Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
Пощенски код 36066

Телефон: +39-0444-659650

Факс +39-0444-750345

Е-мейл

<http://www.tokuyama-dental.com/tdc/contact.html>

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Тел.№ при спешност +359 2 9154 378 / +359 887 435 325

Свържете National Toxicological Information Centre at National Clinical Toxicology Centre

Emergency Medicine Institute 'Pirogov'

21 Totleben Boulevard, Sofia

телефонен номер: +359 2 9154 409 / +359 2 9154 234

номер на факс: +359 2 9154 409

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 378 / +359 887 435 325

Имейл адрес: poison_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

Национален център за реагиране

Адрес

Национален токсикологичен информационен център, Национален клиничен, токсикологичен център, Институт за спешна медицинска помощ „Пирогов”, Бул. „Тотлебен” 21, 1606 София, България.

Тел.№ при спешност

+00 359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ) Flam. Liq. 2 :Силно запалими течност и пари.

Skin Irrit. 2 :Предизвиква дразнене на кожата.

Eye Irrit. 2 :Предизвиква сериозно дразнене на очите.

STOT SE 3 :Може да предизвика сънливост или световъртеж.

2.2 Елементи на етикета

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ)

Наименование на Продукта

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

Пиктограма(и) за опасност



GHS02



GHS07

Сигнална(и) дума(и)

Предупреждение(я) за опасност

Опасно

H225: Силно запалими течност и пари.

H315: Предизвиква дразнене на кожата.

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Препоръка(и) за безопасност

P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

R337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501: Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с местните законови разпоредби.

2.3 Други опасности

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система : Не са известни.

2.4 Допълнителна информация

Съдържа: Ацетон .

За целия текст на H/P-за опасност вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1 Вещества

Не се прилага.

3.2 Смес

| ОПАСНИ СЪСТАВКИ | CAS No. | EC № / REACH Регистрация номер | % W/W | Предупреждение(я) за опасност | Пиктограма(и) за опасност |
|--|------------|-----------------------------------|----------|--|------------------------------|
| ACETONE | 67-64-1 | 200-662-2 | 50-70 | Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 | GHS02 GHS07 |
| PROPAN-2-OL | 67-63-0 | 200-661-7 | 15-25 | Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336 | GHS02 GHS07 |
| 3-(TRIETHOXYSILYL) PROPYL METHACRYLATE | 21142-29-0 | 244-239-0 | 1-5 | Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 | GHS07 |
| 1,1,3,3-TETRAMETHYL BUTYL HYDROPEROXIDE | 5809-08-5 | 227-369-2 | 1-2 | Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 | GHS05 GHS07 |
| 2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL | 128-37-0 | 204-881-4 | <0.1 | Aquatic Chronic 1 H410 | GHS09 |

| ОПАСНИ СЪСТАВКИ | CAS No. | Специфични пределни концентрации | Фактор на M | OOT |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1,1,3,3-TETRAMETHYL BUTYL HYDROPEROXIDE | 5809-08-5 | | | Acute Tox. 4 (H302) : 500 |

Не съдържа неклассифицирани много устойчиви и много биоакмулиращи се вещества.

Съдържа неклассифицирано вещество с определени норми за експозиция в работна среда на равнището на Съюза.

Полиметилметакрилат (9011-14-7)

За целия текст на H/P-за опасност вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

| | |
|------------------|--|
| Общ | Описание на мерките за първа помощ : Преди влизане в застрашената зона за оказване на първа помощ спасителите трябва да поставят одобрени средства за защита на дихателните пътища. Ако се появят признаци / симптоми продължат, потърсете медицинска помощ. |
| Вдишване | Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. |
| Контакт с Кожата | Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. Облейте кожата с вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ Специално третиране : Спазвайте указанията от етикета и инструкциите за употреба. |
| Контакт с Очите | Ако веществото е попаднало в очите, незабавно ги изплакнете обилно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| Поглъщане | Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. |

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Алергичен контактен дерматит. Дразнене на кожата .Дразнене на очите .Слюноотделяне. Кашлица. Сънливост. Световъртеж. Главоболие. Възпалено гърло. Гадене. Повръщане.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

Специално третиране : Спазвайте указанията от етикета и инструкциите за употреба. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства Въглероден диоксид, Сухо вещество на прах, Водни пръски, Пяна устойчива на алкохол.

Неподходящи пожарогасителни средства Водна струя спрей

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Силно запалими течност и пари. Може да се разложи под въздействие на огън, като се отделят токсични и дразнещи пари. Загриването на съдовете може да доведе до повишаване на налягането с риск от пръсване.

5.3 Съвети за пожарникарите

Стойте от надветрената страна. Огнеборците трябва да носят пълно защитно облекло, включително автономен дихателен апарат. Ако е безопасно да се направи, контейнерите трябва да се отстранят от зоната на пожар, защото има вероятност да се спукат в условия на пожар.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8. Не предприемайте никакви действия, ако се излагате на опасност. Евакуирайте зоната. Осигурете адекватно вентилиране. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО: Незабавно да се свалят замърсените дрехи. Избягвай вдишване на парите. При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища. Избягвайте контакт с кожата и очите.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте да навлиза в отводнителни канали, канализация или водни обекти. Материалът и неговия контейнер задължително трябва да се обезвредят по безопасен начин.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8. Не открит пламък, искри и не се пуши. Ако е безопасно да се направи: Елиминирайте източниците на възпламеняване. Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. Разлятото вещество да се попие с подходящ инертен материал. Да се постави в съд, който може да се затваря плътно. Съдът да се съхранява плътно затворен. След събирането на разсипаното вещество да се извърши основно измиване. Обезвредяване на отпадъците : Виж Раздел: 13.

6.4 Позоваване на други раздел

Виж Също Раздел 8, 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Съдът да се съхранява плътно затворен. Използвайте електрическо/вентилационно/ осветително/ оборудване, обезопасено срещу експлозия. Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество. Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Измий ръцете и експонираната кожа старателно след употреба. Избягвайте вдишване на прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да не се подлага на стържене/удар/триене Да се избягва контакт с кожата, очите или облекло. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Пазете контейнерите добре запечатани, когато не са в употреба. При нарушена опаковка не работете без предпазни средства. Пазете далече от храни, напитки и храна за животни.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Пази от директна слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява в сухо място.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

Температура на Съхранение
Срок на Съхранение
Несъвместими материали

Температура на Съхранение (°C) : 0-10
Стабилно при нормални условия.
Окислител, Органичен пероксид, Киселини, Основи.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

【медицинските изделия】 дентален адхезив. Само за дентални специалисти.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Параметри на контрол

8.1.1 Норми на излагане на въздействие в работна среда

| Норми на излагане на въздействие в работна среда | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------|
| Веществото. | CAS No. | НДЕ (8 часа СГВ ppm) | НДЕ (8 часа СГВ mg/m3) | НКЕ (ppm) | НКЕ (mg/m3) | Забележка: |
| ACETONE | 67-64-1 | | 600 | | 1400 | * |
| ACETONE | 67-64-1 | 500 | 1210 | | | IOELV |
| PROPAN-2-OL | 67-63-0 | | 980 | | 1225 | |
| 2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL | 128-37-0 | | 10 | | 50 | |
| 2,6-DI-tert-BUTYL-p-CRESOL | 128-37-0 | | 10 | | 50 | Comp, |
| POLYMETHYLMETHACRYLATE | 9011-14-7 | | 20 | | | |

Регион Източник
Bulgaria Наредба № 13 От 30 Декември 2003 Г. За Защита На Работещите От Рискове, Свързани С Експозиция На Химични Агенти При Работа. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г., България

EU Индикативна Гранична Стойност на Работната Среда

Забележка Бележки

* Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.

IOELV Индикативна Гранична Стойност на Работната Среда





| Индекси на Биологична Експозиция | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|--------|----------------------|---|-----------|
| Вещества | CAS номер | Вземането на проби | Тъкани | Параметри на контрол | Ръководна стойност за виологичен мониторинг | Забележки |
| ACETONE | 67-64-1 | В края на експозицията или в края на работната смяна | урина | ацетон | 80 mg/l | |
| ACETONE | 67-64-1 | В края на експозицията или в края на работната смяна | урина | ацетон | 80 mg/l | |

Забележка Бележки

8.2 Контрол на експозицията

8.2.1. Подходящ инженерен контрол Осигурете адекватно вентилиране. Използвайте електрическо/вентилационно/осветително/ оборудване, обезопасено срещу експлозия.

8.2.2. Лични предпазни средства

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | Защита за Очите | Носете защита на очите със странична защита (EN166). |
|  | Защита на кожата | Носете защитно облекло и ръкавици: Непромокаеми ръкавици (EN 374). Трябва да се носят устойчиви на химикали непроницаеми ръкавици, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за контакт с кожата. Ръкавици трябва да се сменя редовно, за да се избегне проникването проблеми. Носете устойчив на разтворители престилка и ботуши. |
|  | Защита на дихателните пътища | Обикновено няма личен дихателна защита е необходимо. Носете подходящи респиратор, ако вентилация не е достатъчна, за да запази пари на разтворителя концентрация под професионални гранични стойности. |
|  | Термични опасности | При пожар да се ползва автономен дихателен апарат. |

8.2.3. Контрол на Експозицията На Околната Среда

Да се избягва изпускане в околната среда. Пазете контейнерите плътно запечатани, когато не се използват.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

| | |
|--|---|
| Агрегатно състояние | Течност. |
| Цвят | Синьо |
| Мирис | Характеристично |
| Точка на Топене/Точка на Замръзване | Не са известни. |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене | Не са известни. |
| Запалимост | Силно запалими течност и пари. |
| Долна и горна граница на експлозивност | Не са известни. |
| Точка на Възпламеняване | -14.6 °C |
| Температура на самозапалване | Не са известни. |
| Температура на Разлагане | Не са известни. |
| pH | Не са известни. |
| Кинематичен Вискозитет | Не са известни. |
| Разтворимост | Разтворимост (във Вода) : Не са известни. Разтворимост (Други) : Не са известни. |
| Коефициент на разпределение н-октанол/вода (логаритмична стойност) | Не са известни. |
| Налягане на парите | Не са известни. |
| Плътност и/или относителна плътност | Плътност (g/ml) : 0.83 |
| Относителна плътност на парите | Не са известни. |
| Характеристики на частиците | Не са известни. |

9.2 Друга информация

Няма.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност

Може да реагира бурно с: Оксидиращи материали, Органични пероксиди/хидропероксиди.

10.2 Химична Стабилност

Стабилен при нормални стайни температури и когато се използва според препоръките. Стабилен при предписаните условия на съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Може да реагира бурно с: Оксидиращи материали, Органични пероксиди/хидропероксиди.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Да се избягват триене, предизвикване на искри или други начини за запалване. Да се пази от топлина, източници на запалване и директна слънчева светлина. Да се избягва контакт с влага.

10.5 Несъвместими материали

Силни окислителни, Киселини, Основи.

10.6 Опасни Продукти на Разпадане

Горенето или термичното разлагане може отделят токсични пари. Токсични газове/пари (Въглероден оксид, Въглероден диоксид) .

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

| | |
|---|--|
| Остра Токсичност - Поглъщане | Методът за изчисление : Не е класифициран. Методът за изчисление : Изчислено оценката острата токсичност (ATE) Calc ATE - 25000 |
| Остра Токсичност - Контакт с Кожата | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| Остра Токсичност - Вдишване | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| Корозивност/дразнене на кожата | Методът за изчисление : Предизвиква дразнене на кожата. |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите | Методът за изчисление : Предизвиква сериозно дразнене на очите. |
| Повишена чувствителност на кожата на данни | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| Респираторни данни чувствителност | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| Мутагенност на зародишните клетки | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| Канцерогенност | Методът за изчисление : Не е класифициран. <u>2,6-ди-трет-бутил-п-кресол (CAS No.: 128-37-0)</u> Канцерогенност според IARC : IARC Група 3 Некласифицируеми като канцерогенни за хората. Канцерогенност според NTP : Мъже: плъхове - отрицателни, мишки – отрицателни Женски: плъхове - отрицателни, |

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

| | |
|---|--|
| Токсичност за репродукцията | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| Кърмене | Не е класифициран |
| СТОО(специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция | Методът за изчисление : Може да предизвика сънливост или световъртеж. |
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| Опасност при вдишване | Методът за изчисление : Не е класифициран. |
| 11.2 Информация за други опасности | |
| Път(ища) на влизане | Кожа , Очи , Поглъщане , Инхалационно , Ефекти върху здравето: вж. Раздел 4.2. |
| Други опасности | Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система : Не са известни. |

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичност

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Токсичност - Водни безгръбначни | Не е класифициран. |
| Токсичност - Риби | Не е класифициран. |
| Токсичност - Водорасли | Не е класифициран. |
| Токсичност - Седимент Отделение | Не е класифициран. |
| Токсичност - Сухоземни Отделение | Не е класифициран. |

12.2 Устойчивост и разградимост

Не са известни.

12.3 Биоакмулираща способност

Не са известни.

12.4 Преносимост в почвата

Не са известни.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система : Не са известни.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Изхвърлете на съдържанието в съответствие с местните, щатските или националното законодателство.
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изхвърлете на подходящи отказват сайт. Не позволявайте да навлиза в отводнителни канали, канализация или водни обекти. Празните контейнери или облицовки може да задържат остатъци от продукта и следователно са потенциално опасни.

13.2 Допълнителна информация

Обезвреждането следва да бъде съгласно местното или национално законодателство.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Номер по ООН (UN №) 1133

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на пратката по списъка на ООН ADHESIVES

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID

ADR/RID Клас 3

Код за класификация на Европейското споразумение за международен

сухопътен транспорт на опасни товари

(ADR)

Специални разпоредби 640D

Ограничени количества 5 L

Исключени количества E2

Код за Действие в Извънредни •3YE

Ситуации

Инструкции за смесено опаковане за опаковки P001 IBC02 R001

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

| | |
|--|-----------------|
| Специални разпоредби за опаковане за опаковки | PP1 |
| Инструкции за смесено опаковане за опаковки | MP19 |
| Инструкции за опаковане за преносими резервоари | T4 |
| Специални разпоредби за преносими резервоари | TP1 TP8 |
| Код на резервоар за резервоари | LGBF |
| Специални разпоредби за резервоари | |
| Камион за превоз на резервоар | FL |
| Транспортна категория на Европейското споразумение за международен сухопътен транспорт на опасни товари (ADR) | 2 |
| Тунел ограничаването кодекс | D/E |
| Специални разпоредби за превоз - Опаковки | |
| Специални разпоредби за превоз - Насипно състояние | |
| Специални разпоредби за превоз - Товарене, разтоварване и работа | |
| Специални разпоредби за превоз - Работа | S2 S20 |
| Идентификационен номер на опасност (HIN) на Европейското споразумение за международен сухопътен транспорт на опасни товари (ADR) | 33 |
| IMDG | |
| Клас IMDG | 3 |
| Специални разпоредби | 640D |
| Ограничени количества | 5 L |
| Изключени количества | E2 |
| Инструкции за смесено опаковане за опаковки | P001 IBC02 R001 |
| Специални разпоредби за опаковане за опаковки | PP1 |
| Инструкции за опаковане за преносими резервоари | T4 |
| Специални разпоредби за преносими резервоари | TP1 TP8 |
| IMDG EMS | F-E, S-D |
| Складиране и Работа | Категория B |
| Разделяне | |
| Замърсител на морската акватория | |
| ИКАО/ИАТА | |
| ИАТА Точно наименование на пратката | ADHESIVES |
| Изключени количества | E2 |
| Пътнически и товарни самолети | Y341 |
| Ограничени количества Инструкции за опаковане | |
| Пътнически и товарни самолети | 1L |
| Ограничени количества Макс. нетно кол. | |
| Пътнически и товарни самолети | 353 |
| Инструкции за опаковане | |
| Пътнически и товарни самолети Макс. нетно кол. | 5L |
| Товарни самолети Инструкции за опаковане | 364 |
| Товарни самолети Макс. нетно кол. | 60L |
| Специални разпоредби | A3 |
| Код на наръчник за спешно реагиране (ERG) | 3L |
| етикети | |
| етикети | 3 |

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B



14.4 Опаковъчна група

Опаковъчна група II

14.5 Опасности за околната среда

Опасности за околната среда Не се класифицира като замърсител на морската акватория.

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Специални предпазни мерки за потребителите Не са известни.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Европейски Разпоредби (законови документи) - Разрешенията и / или ограничения върху използването

| | |
|--|--|
| Списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, кандидати за разрешаване | Неизброено |
| REACH: ПРИЛОЖЕНИЕ XIV списък на веществата, предмет на разрешение | Неизброено |
| REACH: Приложение XVII Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия | Не се прилага. |
| План за действие на Общността (CoRAP) | 2,6-ди-трет-бутил-п-кресол (128-37-0) |
| Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския Парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители | Неизброено |
| Регламент (ЕО) № 1005/2009 На Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой | Неизброено |
| Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския Парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали | Неизброено |
| Директива 93/42/ЕИО на Съвета. | Този продукт е медицинско изделие, както е определено в Директива 93/42 / ЕИО (MDD), което е инвазивно или се използва при директен физически контакт с човешкото тяло и следователно е освободено от изискванията за класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP; член 1, параграф 5). Въпреки че не се изисква, препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP). |

В националните законодателства

Други Не са известни.

15.2 Оценка На Безопасността На Химично Вещество Или Смес

Не е извършена оценка за химическата безопасност съгласно Единната система за регистрация, оценка, разрешение и ограничение на химикали (REACH).

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Следните части съдържат ревизирани текстове или нови постановки:

Обучение съвети: Уверете се, че операторите са обучени да свеждат до минимум експозицията. Материалът да се използва само от обучен персонал.

Дата на Първо Издаване : 20-11-2016

Дата на редакцията: 15-12-2022

Ревизия (BG) : 4

ЛЕГЕНДА

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND BOND B

Пиктограма(и) за опасност



GHS02



GHS07

Класификацията за опасност

GHS05: GHS: Корозия

GHS09: GHS: Околна среда

Flam. Liq. 2 : Запалима течност, Категория 2

Acute Tox. 4 : Остра Токсичност, Категория 4

Skin Corr. 1B : Корозивност/дразнене на кожата, Категория 1B

Skin Irrit. 2 : Корозивност/дразнене на кожата, Категория 2

Eye Dam. 1 : Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория 1

Eye Irrit. 2 : Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория 2

STOT SE 3 : Специфична токсичност за определени органи (СТОО) — еднократна експозиция, Категория 3

Aquatic Chronic 1 : Опасни за водната среда, Хроничен, Категория 1

Предупреждение(я) за опасност

H225: Силно запалими течност и пари.

H302: Вреден при поглъщане.

H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315: Предизвиква дразнене на кожата.

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръка(и) за безопасност

P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P233: Съдът да се съхранява плътно затворен.

P240: Заземяване и екипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

P241: Използвайте електрическо/вентилационно/ осветително/ оборудване, обезопасено срещу експлозия.

P242: Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.

P243: Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.

P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P264: Измий ръцете и експонираната кожа старателно след употреба.

P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода.

P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P312: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

P321: Специализирано лечение (виж Указания за Лекарска Помощ на този етикет).

P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P370+P378: При пожар: Използвайте водни пръски, сух противопожарен прах или въглероден диоксид за да загасите.

P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

P405: Да се съхранява под ключ.

P501: Съдържанието/ съдът да се изхвърли в съответствие с местните законови разпоредби.

Съкращения

ADN : Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища

**TOKUYAMA UNIVERSAL BOND
BOND B**

ADR : Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
OOT : Оценката Острата Токсичност
CAS : Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
CLP : Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
DNEL : Производни без последици Ниво
EO : Европейската общност
EINECS : Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
ИАТА : Международна асоциация за въздушен транспорт
IBC : Междинен контейнер за насипни стоки
ИКАО : Международната организация за гражданско въздухоплаване
IMDG : Международен превоз на опасни стоки по море
НДЕ : Норма на дългосрочна експозиция
PBT : биоакмулиращи и токсични
PNEC : Предвидената концентрация без последици
REACH : Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID : Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
НКЕ : Норма на краткосрочна експозиция
СТОО : Специфична токсичност за определени
UN : Организация на обединените нации
vPvB : много устойчиво и много биоакмулиращо (вещество)
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ)

Основни препратки и източници на данни, използвани при съставяне на информационния лист за безопасност Отхвърляне

Тази информация се отнася само за указания специфичен материал и може да не е валидна за същия материал, използван в комбинация с друг материал или в друг процес. Тази информация, доколкото е известно на компанията, е акуратна и надеждна към посочената дата. Въпреки това компанията не дава гаранция и не поема отговорност по отношение на точността, достоверността и изчерпателността ѝ. Задължение на потребителя е да прецени уместността на информацията за своите конкретни цели.