

ESTEC EM II PLUS PASTE A

PAGAL EB REGLAMENTAI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (BLP) IR 2020/878

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS**1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas ESTEC EM II PLUS PASTE A

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatytas naudojimas 【Medicinos Prietaisų】 Adhezinis dervinis cementas. Tik dantų specialistų.

Nerekomenduojami naudojimo būdai Naudoti tik nurodytai paskirčiai.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Kompanijos identifikacija Tokuyama Dental Corporation
Gamintojo adresas 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Pašto kodas 110-0016

Telefono Nr.: +81-3-3835-2261

Faksas +81-3-3835-2265

El. Paštas <https://tokuyama-dental.com/contact/>

Tiekėjas

Kompanijos identifikacija Tokuyama Dental Italy S.r.l.
Tiekėjo adresas Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Pašto kodas 36066

Telefono Nr.: +39-0444-659650

Faksas +39-0444-750345

El. Paštas <https://tokuyama-dental.com/contact/>**1.4 Pagalbos telefono numeris**Skubios pagalbos telefonas +370 5 236 20 52 / +370 687 533 78
Kontaktai Lithuania Poisons Control and Information Bureau
Šiltnamių Str 29, Vilnius
Telefono numeris: +370 5 236 20 52
Faksimilės numeris: +370 3 236 21 42
Pagalbos telefono numeris: +370 5 236 20 52 / +370 687 533 78
Elektroninio pašto adresas: akib@sam.lt
<http://www.tox.lt>**APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURAS**Adresas Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras
Šiltnamių 29, Vilniuje, Lietuva.

Skubios pagalbos telefonas +370 5 236 20 52

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI**2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**Reglamento (EB) Nr 1272/2008 (BLP) Skin Irrit. 2 :Dirgina odą.
Skin Sens. 1 :Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Eye Irrit. 2 :Sukelia smarkų akių dirginimą.
Carc. 1B :Gali sukelti vėžį.**2.2 Ženklavimo elementai**Pagal Reglamento (EB) Nr 1272/2008 (BLP)
Produkto pavadinimas ESTEC EM II PLUS PASTE A
(Sudėtyje yra: N,N-dimetil-p-toluidinas;
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate;
2,2'-etilenodioksietildimetakrilatas;
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate)

Pavojaus piktograma (-os)



GHS08



GHS07

Signalinis (-iai) žodis (-džiai)

Teiginys (-iai) apie pavojų

Pavojinga
H315: Dirgina odą.
H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H350: Gali sukelti vėžį.

ESTECEM II PLUS PASTE A

Atsargumo teiginys (-iai)

P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

P261: Stengtis neįkvėpti garų.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P333+P313: Jeigu sudirginama oda arba ją išberia. Kreiptis į gydytoją.

P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina. Kreiptis į gydytoją.

P501: Šalinkite turinį remdamiesi vietos, valstybiniais ar nacionaliniais teisės aktais.

Unikalus formulės identifikatorius (UFI):

Nėra taikoma.

2.3 Kiti pavojai

PBT įvertinimo rezultatai : Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

Endokrininės sistemos ardomosios savybės : 128-37-0 (Vertinant) (<0.1%)

2.4 Papildoma informacija

Pilni H/P teiginiai tekstai 16-tame skirsnyje.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS**3.1 Medžiagos**

Nėra taikoma.

3.2 Mišiniai

PAVOJINGOS SUDEDAMOSIOS MEDŽIAGOS	CAS Nr.	EB Nr. / REACH registracijos numeris	W/W %	Teiginys (-iai) apie pavojų	Pavojaus piktograma (-os)
Silica-Zirkonia Filler	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Nesuklasifikuota	Nėra
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-etilenodioksietildimetakrilatas	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Nesuklasifikuota	Nėra
titano dioksidas	13463-67-7	236-675-5	<1	Acute Tox. 4 H332	GHS08
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol	3077-12-1	221-359-1	<1	Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
N,N-dimetil-p-toluidinas	99-97-8	202-805-4	<0.5	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 4 H332 Carc. 1B H350 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 3 H412	GHS06 GHS08 GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
mechinolis	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2,6-di-tert-butil-p-krezolis	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09

PAVOJINGOS SUDEDAMOSIOS MEDŽIAGOS	CAS Nr.	Konkreiti koncentracijos riba	M-koeficientas	ŪTĮ
titano dioksidas	13463-67-7			Acute Tox. 4 (H332) : 11
N,N-dimetil-p-toluidinas	99-97-8			Acute Tox. 3 (H301) : 140 Acute Tox. 4 (H332) : 1.4 Dust
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500

ESTEC EM II PLUS PASTE A

mechinolis	150-76-5		Acute Tox. 4 (H302) : 500
------------	----------	--	---------------------------

Sudėtyje yra neklasifikuotų vPvB medžiagų.

Sudėtyje yra neklasifikuotų medžiagų, kurių poveikį darbo vietoje Sąjunga yra apribojusi.

Pilni H/P teiginiai tekstai 16-tame skirsnyje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendrai	nedelsiant perkelti į gryną orą. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus	nedelsiant perkelti į gryną orą. Laikyti šiltai ir ramybės būsenoje. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Paveiktą vietą gerai nuplauti muilu ir vandeniu. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis	Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Prarijus	Išskalauti burną. Duokite gerti daug vandens. Jeigu simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.
Patarimai pirmąją pagalbą suteikiančiam asmeniui	Gelbėtojai turėtų imtis tinkamų atsargumo priemonių, kad išvengtų susižalojimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti vėžį.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Specialių rekomendacijų nėra. Gydėti pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos Gesinimo Priemonės	Alkoholiui atsparios putos. Anglies dioksidas. Vandens rūkas arba sausi milteliai.
Netinkamos gesinimo priemonės	Nėra informacijos

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Gaisro atveju: Gali susiformuoti toksinės dujos. Degant arba termiškai skylančios išsiskirs toksiškos garai. Toksiškos dujos/garai: Anglies monoksidas, anglies dioksidas

5.3 Patarimai gaisrininkams

Stengtis neįkvėpti dujų. Stengtis neįkvėpti garų. Laikytis prieš vėją. Jei įmanoma, portatyvinės pakuotės turi būti perkeltos ir be rizikos. Ugnies veikiamus kontenerius vėsinti apipurškiant vandeniu. Nesukurti atviros liepsnos, kibirkščių ir nerūkyti. Ugniagesiai turėtų dėvėti visą apsauginę aprangą, įskaitant autonominius kvėpavimo aparatus.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Dėvėti apsauginius drabužius, pagal 8 skirsnį. Nesukurti atviros liepsnos, kibirkščių ir nerūkyti.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į drenažo sistemas, kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pašalinti uždegimo šaltinius. Nesukurti atviros liepsnos, kibirkščių ir nerūkyti. Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degių medžiagų. Išsipylusią medžiagą sugerti smėliu, žeme ar kita tinkama absorbuojančia medžiaga. Patalpinti į tinkamą pakuotę. Venkite nutekų patekimo į vandenį ir kanalizaciją. Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Taip Pat Žiūrėti Skirsnis 8, 13.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Stengtis neįkvėpti garų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Dėvėti apsauginius drabužius, pagal 8 skirsnį. Plauti rankas prieš pertraukus ir po darbo. Plaukite užterštas kūno vietas muilu ir švari vandeniu. Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis.

ESTECEM II PLUS PASTE A

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti užrakintą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.

Saugojimo temperatūra 0 - 10°C

Saugojimo laikas Nurodytomis laikymo sąlygomis yra stabili.

Nesuderinamos medžiagos Užsiliepsnojančios arba degiosios medžiagos. Stipriai redukuojanti medžiaga.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

【Medicinos Prietaisų】 Adhezinis dervinis cementas. Tik dantų specialistų.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

8.1.1 Profesinio poveikio ribos

Profesinio poveikio ribos						
MEDŽIAGA.	CAS Nr.	IPR (8 val. DSV ppm)	IPR (8 val. DSV mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Pastaba:
Titano dioksidas	13463-67-7		5			
Regionas	Šaltinis					
ES	Indikacinė Profesinė Poveikio Riba					
Lietuva	Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos Ir Darbo Ministras Įsakymas Dėl Lietuvos Higienos Normos Hn 23:2011 'Cheminių Medžiagų Profesinio Poveikio Ribiniai Dydžiai. Matavimo Ir Poveikio Vertinimo Bendrieji Reikalavimai', 2024, Lietuva.					
Pastaba	Pastabos					

8.2 Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

8.2.2. Personalinė apsaugos įranga

Užtikrinti tinkamą bendrąją ir vietinę ventiliaciją. Užtikrinti tinkamą ventiliaciją, kad nebūtų viršyta didžiausia leistina koncentracija darbo vietoje.

	Akių apsauga	Užsiriškite akių apsaugas su papildomomis apsaugomis šonuose (EN ISO 16321-1). Dėvėkitv chemikalams atsparius apsauginius akinius. Sandarūs apsauginiai akiniai.
	Odos apsauga	Dėvėkite apsauginius drabužius ir pirštines: Nelaidžios pirštinės (EN 374). Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto reikalavimus. Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą trukmė:žiūrėkite gamintojo pateiktą informaciją. Pirštinės turi būti reguliariai keičiamos, kad būtų išvengta prasiskverbimo. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. (Vengti patekimo ant odos.)
	Kvėpavimo organų apsauga	Dėvėkite tinkamus respiratorius, jei vėdinimo nepakanka išlaikyti tirpiklio garų koncentraciją žemiau ribinės vertės.
	Apsaugą nuo terminių pavojų	Gaisro atveju dėvėti izoliuojantį kvėpavimo aparatą ir tinkamus apsauginius drabužius.
Higieninės priemonės		Užtikrinti tinkamą ventiliaciją, tame tarpe užtikrinti vietinį nutraukimą, kad nebūtų viršytos leistinos profesinio poveikio ribos. Akims ir veidui plauti privalo būti pastatyti vandens įrenginiai. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu. Plauti rankas prieš valgant, geriant ar rūkant. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

8.2.3. Poveikio Aplinkai Kontrolė

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną pasta. (Skystis.)

Spalva Švarus, Baltas -Rudas

ESTECEM II PLUS PASTE A

Kvapas	Charakteringas
Lydimosi/užšalimo temperatūra	Nežinoma.
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Nežinoma.
Degumas	Nėra taikoma.
Viršutinė ir apatinė sprogdumo ribos	Nežinoma.
Pliūpsnio Temperatūra	Nežinoma.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nežinoma.
Skilimo temperatūra	Nežinoma.
pH	Nežinoma.
Kinematinė klampa	Nežinoma.
Tirpumas	Tirpumas (vandenyje) : Nežinoma. Tirpumas (kitur) : Nežinoma.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	Nežinoma.
Garų slėgis	Nežinoma.
Tankis ir (arba) santykinis tankis	Nežinoma.
Santykinis garų tankis	Nežinoma.
Dalelių savybės	Nežinoma.
9.2 kita informacija	Nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**10.1 Reaktingumas**

Nesitikima. Daugiau informacijos pateikiama kitose šio skyriaus dalyse.

10.2 Cheminis stabilumas

Nurodytomis laikymo sąlygomis yra stabili.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinoma.

10.4 Vengtinios sąlygos

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo tiesioginių saulės šviesos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Užsiliepsnojančios arba degiosios medžiagos. Stipriai redukuojanti medžiaga.

10.6 Pavojingi skilimo produktaiDegant arba termiškai skylant išsiskirs toksiški garai.
Toksiškos dujos/garai : Anglies monoksidas, anglies dioksidas**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Ūmus toksiškumas - Prarijus	Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.
Ūmus toksiškumas - Patekus ant odos	Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.
Ūmus toksiškumas - Įkvėpus	Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Patvirtintas metodas : Dirgina odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Patvirtintas metodas : Sukelia smarkų akių dirginimą.
Odos jautrumo duomenys	Patvirtintas metodas : Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Kvėpavimo sistemos sensibilizacijos duomenys	Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.
Kancerogeniškumas	Patvirtintas metodas : Gali sukelti vėžį. titano dioksidas (13463-67-7) IARC klasifikacija: grupė 2B. NTP kancerogeniškumas: Neįtraukta į sąrašą . 2,6-di-tert-butil-p-krezolis (128-37-0) IARC klasifikacija: grupė 3. NTP kancerogeniškumas: Neįtraukta į sąrašą .

ESTEC EM II PLUS PASTE A

N,N-dimetil-p-toluidinas (99-97-8)

IARC klasifikacija: grupė 2B.

NTP kancerogeniškumas: Neįtraukta į sąrašą.

Toksiškumas reprodukcijai

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Laktaijū

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

STOT (vienkartinis poveikis)

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

STOT (kartotinis poveikis)

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Aspiracijos pavojus

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Pateikimo būdas (-ai)

Oda , Akys , Nurijs , Įkvėpus , Poveikis sveikatai: Pateikiama 4.2 skyriuje.

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

128-37-0 (Vertinant) (<0.1%)

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**12.1 Toksiškumas**

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Toksiškumas - Vandens bestuburiai

Duomenų trūksta.

Toksiškumas - Žuvis

Duomenų trūksta.

Toksiškumas - Dumbliai

Duomenų trūksta.

Toksiškumas - Nuosėdų Aplinka

Duomenų trūksta.

Toksiškumas - Sausumos Aplinka

Duomenų trūksta.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Nežinoma.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nežinoma.

12.4 Judumas dirvožemyje

Nežinoma.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

128-37-0 (Vertinant) (<0.1%)

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nežinoma.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Šalinkite turinį remdamiesi vietos, valstybiniais ar nacionaliniais teisės aktais.

Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Išpilkite tam skirtose atliekų vietose. Neleisti patekti į drenažo sistemas, kanalizaciją ar paviršinius vandenius. Tuščiose talpyklėse ar tarpinėse gali būti produkto likučių, todėl jos gali būti pavojingos.

13.2 Papildoma informacija

Atliekos turi būti šalinamos laikantis vietinių, valstijos ir nacionalinių įstatymų.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Nėra klasifikuojamas kaip pavojingas transportavimui.

14.1 JT numeris ar ID numeris

Nėra taikoma.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nėra taikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nėra taikoma.

14.4 Pakuotės grupė

Nėra taikoma.

14.5 Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai

Neklasifikuojama(s) kaip jūros teršalas.

ESTECEM II PLUS PASTE A

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės Nežinoma.
naudotojams

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nėra informacijos

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Europos Taisyklės - Leidimai ir / arba naudojimo apribojimai

Autorizuotųjų labai didelių susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinių sąrašas	Neįtraukta į sąrašą
REACH: XIV PRIEDAS autorizuotųjų cheminių medžiagų sąrašas	Neįtraukta į sąrašą
REACH: XVII priedas Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai	Neįtraukta į sąrašą
Koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano (CoRAP)	2,6-di-tert-butyl-p-krezolis (128-37-0), silikono dioksidas (7631-86-9), titano dioksidas (13463-67-7), (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioly-2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų	Neįtraukta į sąrašą
Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2024/590 dėl ozono sluoksną ardantių medžiagų	Neįtraukta į sąrašą
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo	Neįtraukta į sąrašą
Tarybos direktyva 93/42/EEB.	Šis produktas yra medicinos prietaisas, apibrėžtas Direktyvoje 93/42 / EEB (MDD), kuris yra invazinis arba naudojamas tiesiogiai fiziškai kontaktuojant su žmogaus kūnu, todėl jam netaikomi klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP; 1 straipsnio 5 dalis). Nors nereikia, gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą O13a.

Nacionalinės taisyklės

Kita Nežinoma.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

REACH cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Skyriai, kuriose yra pakeitimų arba naujų

formuluočių:

Išleidimo data :

Peržiūrėta (LT):

Tai yra pirmasis leidimas.

01-09-2025

1

Legenda

Pavojaus piktograma (-os)



GHS08



GHS07

GHS06: GHS: Kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

GHS09: GHS: Aplinka

Acute Tox. 3 : Ūmus toksiškumas, 3 kategorija

Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas, 4 kategorija

Skin Irrit. 2 : Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas, 2 kategorija

Skin Sens. 1 : Odos jautrinimas, 1 kategorija

Skin Sens. 1B : Odos jautrinimas, 1 kategorija B

Eye Irrit. 2 : Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas, 2 kategorija

Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas, 4 kategorija

STOT SE 3 : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija

avojingumo klasifikacija

ESTEC EM II PLUS PASTE A

Teiginys (-iai) apie pavojų

Carc. 1B : Kancerogeniškumas, 1 kategorijaB
 STOT RE 2 : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 kategorija
 Aquatic Acute 1 : Pavojinga vandens ekosistėmai, Ūmus, 1 kategorija
 Aquatic Chronic 1 : Pavojinga vandens ekosistėmai, Chroniška(s), 1 kategorija
 Aquatic Chronic 3 : Pavojinga vandens ekosistėmai, Chroniška(s), 3 kategorija
 H301: Toksiška prarijus.
 H302: Kenksminga prarijus.
 H315: Dirgina odą.
 H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
 H332: Kenksminga įkvėpus.
 H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.
 H350: Gali sukelti vėžį.
 H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
 H400: Labai toksiška vandens organizmams.
 H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo teiginys (-iai)

P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
 P202: Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
 P261: Stengtis neįkvėpti garų.
 P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ir paveiktą odą.
 P272: Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
 P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
 P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 P308+P313: Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.
 P321: Specialus gydymas (žr Medicininis patarimas šioje etiketėje).
 P332+P313: Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.
 P333+P313: Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
 P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
 P362+P364: Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
 P405: Laikyti užrakintą.

Akronimai

P501: Šalinkite turinį remdamiesi vietos, valstybiniais ar nacionaliniais teisės aktais.
 ŪTĮ : Ūmaus Toksiškumo Įverčiai
 CAS : Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
 CLP : Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
 DNEL : Išvestinė poveikio nesukelianti
 EB : Europos Bendrijos
 EINECS : Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas
 IPR : Ilgalaikio poveikio riba
 PBT : Patvarios, Bioakumuliacinės ir Toksiškos
 PPNK : Prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija
 REACH : Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
 STEL : Trumpalaikio poveikio riba
 STOT : Specifinių organai paveikiami toksiškų medžiagų
 vPvB : labai Patvarios ir labai Bioakumuliacinės
 Reglamento (EB) Nr 1272/2008 (BLP)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir šaltiniai
 duomenims, naudojamiems saugos
 duomenų lapui užbaigti
 Mokymo patarimai

Pasirūpinkite, kad operatoriai būtų išmokyti, kaip sumažinti poveikį. Šią medžiagą turi naudoti tik paruoštas personalas.

Atsisakymas

Ši informacija yra susijusi tik su specialia nurodyta medžiaga ir gali būti netinkama, jei tokia medžiaga yra naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar kituose procesuose. Ši informacija, remiantis nurodytos datos momentu bendrovės turimomis geriausiomis žiniomis ir įsitikinimais, yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ir išsamumo neteikiama jokių garantijų ar pareiškimų. Naudotojo atsakomybė yra pasirūpinti, kad būtų užtikrintas tokios informacijos tinkamumas jo pasirinktam konkrečiam naudojimui būdai.