

ESTEC EM II PLUS PASTE A

SASKAŅĀ AR EK REGULĀM 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) un 2020/878

1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA**1.1 Produkta identifikators**

Produkta nosaukums ESTEC EM II PLUS PASTE A

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantotApzināta lietošana **【Medicīnas Ierīcēm】** Adhezīvais sveķu cements. Tikai zobārstniecības speciālistiem.

Neieteicami lietošanas veidi Izmantot tikai paredzētajam pielietojumam.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ražotājs

Kompānijas identifikators

Tokuyama Dental Corporation

Ražotāja adrese

38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Pasta indekss

110-0016

Telefons:

+81-3-3835-2261

Fakss

+81-3-3835-2265

E-mail

https://tokuyama-dental.com/contact/

Piegādātājs

Kompānijas identifikators

Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Piegādātāja adrese

Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Pasta indekss

36066

Telefons:

+39-0444-659650

Fakss

+39-0444-750345

E-mail

https://tokuyama-dental.com/contact/

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Telefona numurs neparedzētiem gadījumiem +371 704 2468

Sazināties

Latvian Poisons Information Centre Clinical Hospital "Gailezers"

2 Hipocrate Street, Riga LV 1038

Telefona numurs: +371 704 2468

Faksa numurs: +371 753 9524

Tālruņa numurs: +371 704 2468

Epasta adrese: vliguts@gailles.lv

Valsts reaģēšanas centrs

Adrese:

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038

Telefona numurs neparedzētiem gadījumiem +371 67042473

2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA**2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana**

Regula (EK) Nr 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 :Kairina ādu.

Skin Sens. 1 :Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Eye Irrit. 2 :Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Carc. 1B :Var izraisīt vēzi.

2.2 Etiķetes elementi

Produkta nosaukums

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272/2008 (CLP)

ESTEC EM II PLUS PASTE A

(Satur: N,N-dimetil-p-toluidīns;

(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate;

2,2'-etilēndioksidiētdimetakrilāts;

(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate)

Bīstamības pictogrammu(-as)



GHS08



GHS07

Signālvārdu(-us)

Draudi

Bīstamības apzīmējumu(-us)

H315: Kairina ādu.

H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H350: Var izraisīt vēzi.

Drošības prasību apzīmējumu(-us)

P201: Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju.

ESTEC EM II PLUS PASTE A

P261: Izvairīties ieelpot izgarojumus.
P280: Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P333+P313: Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet palīdzību mediķiem.
P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
P501: Iznīcināt saturu saskaņā ar vietējajiem, valsts un nacionālajiem likumiem.
Nav piemērojams.

Unikālais formulas identifikators (UFI):

2.3 Citi apdraudējumi

Stabilas biouzkrāšanas un toksiskuma novērtējums : Produkts nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

Endokrīni disruptīvās īpašības : 128-37-0 (Notiek izvērtēšana) (<0.1%)

2.4 Papildinformācija

Pilnu H/P apzīmējumus tekstu skatīt 16. lapa.

3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM**3.1 Vielas**

Nav piemērojams.

3.2 Maisījumi

BĪSTAMĀ(S) SASTĀVDAĻA(S)	CAS Nr.	ES Nr. / REACH reģistrācijas numurs	W/W %	Bīstamības apzīmējumu(-us)	Bīstamības piktogrammu(-as)
Silica-Zirkonia Filler	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Nav klasificēts	Nekas nav
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyloxy) bismethacrylate;	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-etilēndioksidiētildimetakrilāts	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyloxy)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Nav klasificēts	Nekas nav
titāna dioksīds	13463-67-7	236-675-5	<1	Acute Tox. 4 H332	GHS08
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol	3077-12-1	221-359-1	<1	Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
N,N-dimetil-p-toluidīns	99-97-8	202-805-4	<0.5	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 4 H332 Carc. 1B H350 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 3 H412	GHS06 GHS08 GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyloxy)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
mekvinols	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2,6-di-terc-butil-p-krezols	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09

BĪSTAMĀ(S) SASTĀVDAĻA(S)	CAS Nr.	Noteiktās specifiskās robežkoncentrācijas	Reizināšana-faktors	AAT
titāna dioksīds	13463-67-7			Acute Tox. 4 (H332) : 11
N,N-dimetil-p-toluidīns	99-97-8			Acute Tox. 3 (H301) : 140 Acute Tox. 4 (H332) : 1.4 Dust
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyloxy)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mekvinols	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

Nesatur neklasificētas vPvB vielas.

Nesatur neklasificētas vielas, kam konkrētizēta Kopienas arodekspozīcijas robežvērtība.

Pilnu H/P apzīmējumus tekstu skatīt 16. lapa.

ESTEC EM II PLUS PASTE A

4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējā informācija	Nekavējoties pārvietot svaigā gaisā. Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.
Ielpošana	Nekavējoties pārvietot svaigā gaisā. Turiet pacientu siltumā un brīvā stāvoklī. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.
Saskare ar ādu	Skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepju. Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
Saskare ar acīm	Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Uzņemšana caur barības traktu	Izskalot muti. Dot daudz ūdeni dzeršanai. Ja pazīmes/ simptomi turpinās, jāmeklē medicīnisko palīdzību.
Ieteikums pirmās palīdzības sniedzējam	Glābējiem jāievēro attiecīgie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no ciešanas nelaimes gadījumā.
4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta	
Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt vēzi.	
4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi	
Specifisku rekomendāciju nav. Veikt simptomātisko ārstēšanu.	

5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti Ugunsdzēsības Līdzekļi	Pret spirtu iedarbību izturīgas putas. Oglekļa dioksīds. Ūdens migla vai sauss pulveris.
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Nav pieejama informācija

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā: Var veidoties toksiska gāze. Degšana vai termiska sadalīšanās izsauks toksisku tvaiku izdalīšanos. Indīgās gāzes/tvaiki: Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izvairīties ieelpot gāzi. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Turēt pret vēju. Ja iespējams un tas nav riskanti, pārvietojamos konteinerus jāpārvieto. Dzesēt uguns pārņemtās tvertnes apsmidzinot tās ar ūdeni. Nekādu atklātu liesmu, dzirksteļu un smēķēšanas. Ugunsdzēsējiem jāvalkā pilnu aizsargtērpu, ieskaitot autonomus elpošanas aparātus.

6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu saskaņā ar 8. iedaļu. Nekādu atklātu liesmu, dzirksteļu un smēķēšanas.

6.2 Vides drošības pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu drenāžas caurulēs, kanalizācijā vai ūdens tilpnēs.

6.3 Lerobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Likvidēt aizdegšanās avotus. Nekādu atklātu liesmu, dzirksteļu un smēķēšanas. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Nepieļaut saskari ar apģērbiem un citiem uzliesmojošiem materiāliem. Adsorbēt šļakatas uz smiltīm, zemes vai cita piemērota adsorbējoša materiāla. Novietojiet to piemērotā tvertnē. Izvairieties no nokļūšanas ūdensceļos un kanalizācijas sistēmās. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī Iedaļu 8, 13.

7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu. Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot piemērotu aizsargapģērbi saskaņā ar 8. iedaļu. Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba. Izmazgāt piesārņoto ķermeņa daļu ar ziepēm un svaigu ūdeni. Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Glabāt slēgtā veidā. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Turēt vēsumā. Aizsargāt no saules gaismas.

ESTEC EM II PLUS PASTE A

Uzglabāšanas temperatūra 0 - 10°C
Uzglabāšanas ilgums Stabils norādītajos glabāšanas apstākļos.
Nesaderīgi materiāli Uzliesmojoši vai degoši materiāli. Spēcīgs reducējošs aģents.

7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)
【Medicīnas ierīcēm】 Adhezīvais sveķu cements. Tikai zobārstniecības speciālistiem.

8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Pārvaldības parametri

8.1.1 Iedarbības faktora robežvērtības darba vietas gaisā

Iedarbības faktora robežvērtības darba vietas gaisā						
VIELA.	CAS Nr.	LTEL (8 stundas TWA ppm)	LTEL (8 stundas TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Piezīme:
Titāna dioksīds	13463-67-7		10			Ķīmisko

Reģions Avots
ES Indikatīvā kaitīgā faktora iedarbības robežvērtība darba vietas gaisā
Latvija Skatīt piezīmes.
Piezīme Piezīmes
Ķīmisko Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā, 2024

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nodrošināt ar pietiekošu ventilāciju, ieskaitot piemērotu lokālo velkmi. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, lai tiktu garantēts, ka netiek pārsniegta vielas iedarbības robežkoncentrācija darba vietā.

8.2.2. Individuālās aizsardzības aprīkojums

	Acu aizsardzība	Uzvelciet acu aizsardzību ar sānu aizsardzību (EN ISO 16321-1). Valkāt ķīmiski izturīgas acu aizsargājošās brilles. Aizsargbrilles.
	Ādas aizsardzība	Valkā aizsargtērpu un cimdus: Necaurļaidīgie cimdi (EN 374). Ja riska novērtējums norāda, ka iespējama saskare ar ādu, jāvalkā pret ķīmikāliju iedarbību noturīgi, necaurļaidīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātajam standartam. Cimdus jāmaina regulāri, lai izvairītos no caurlaidības problēmām. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. (Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.)
	Elpošanas aizsardzība	Valkāt piemērotu respiratoru, ja ventilācija ir nepietiekama, lai saglabātu šķīdinātāja tvaiku koncentrāciju zem darba robežvērtības.
	Termiska bīstamība	Ugunsgrēka apstākļos izmantot slēgtos elpošanas aparātus un piemērotus aizsargapģērbus.
Higiēnas pasākumi		Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, ieskaitot piemērotus vietējās nozīmes velkmes skapjus, lai tiktu garantēts, ka netiek pārsniegta vielas iedarbības robežkoncentrācija darba vietā. Mazgāšanas iekārtām/ ūdenim acu un ādas tīrīšanai jābūt klāt. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties mazgāt ar ziepēm un skalot ar lielu daudzumu ūdens. Mazgāt rokas pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas. Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

8.2.3. Vides Riska Pārvaldība

Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē.

9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregārstāvoklis pasta. (Šķidrums.)
Krāsa Dzidrs, Balts -Brūns
Smarža Raksturīga
Kušanas/sasalšanas temperatūra Nav zināms.

ESTECM II PLUS PASTE A

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	Nav zināms.
Uzliesmojamība	Nav piemērojams.
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža	Nav zināms.
Uzliesmošanas Temperatūra	Nav zināms.
Pašaiždegšanās temperatūra	Nav zināms.
Noārdīšanās temperatūra	Nav zināms.
pH	Nav zināms.
Kinemātiskā viskozitāte	Nav zināms.
Šķīdība	Šķīdība (Ūdens) : Nav zināms. Šķīdība (Citur) : Nav zināms.
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)	Nav zināms.
Tvaika spiediens	Nav zināms.
Blīvums un/vai relatīvais blīvums	Nav zināms.
Relatīvais tvaika blīvums	Nav zināms.
Daļiņu raksturlielumi	Nav zināms.
9.2 Cita informācija	Nekas nav.

10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

10.1 Reaģētspēja	Nekas nav paredzēts. Sīkākai informācijai skatīt citas apakšnodaļas.
10.2 Ķīmiskā stabilitāte	Stabils norādītajos glabāšanas apstākļos.
10.3 Bīstamu reakciju iespējamība	Nav zināms.
10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Sargāt no tiešiem saules stariem.
10.5 Nesaderīgi materiāli	Uzliesmojoši vai degoši materiāli. Spēcīgs reducējošs aģents.
10.6 Bīstami noārdīšanās produkti	Degšana vai termiska sadalīšanās izsauks toksisku tvaiku izdalīšanos. Indīgas gāzes/tvaiki : Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds

11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

Akūts toksiskums	Aprēķina metode : Nav klasificēts.
- Uzņemšana caur barības traktu	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Akūts toksiskums - Saskare ar ādu	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Akūts toksiskums - Ieelpošana	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Kodīgs/kairinošs ādai	Aprēķina metode : Kairina ādu.
Nopietns acu bojājums/kairinājums	Aprēķina metode : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Ādas sensibilizācija dati	Aprēķina metode : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Elpošanas orgānu sensibilizācijas dati	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Cilmes šūnu mutācija	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Kancerogenitāte	Aprēķina metode : Var izraisīt vēzi. titāna dioksīds (13463-67-7) IARC Klasifikācija: 2B. Grupa. Kancerogēnums pēc NTP: Nav sarakstā . 2,6-di-terc-butil-p-krezols (128-37-0) IARC Klasifikācija: 3. Grupa. Kancerogēnums pēc NTP: Nav sarakstā . N,N-dimetil-p-toluidīns (99-97-8) IARC Klasifikācija: 2B. Grupa.

ESTECM II PLUS PASTE A

Kancerogēnums pēc NTP: Nav sarakstā .	
Toksisks reproduktīvajai sistēmai	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Laktāiju	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Bīstamība ieelpojot	Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem	
Iebraukšanas maršruts(-i)	Āda , Acis , Norīšana , Ieelpojot , Iedarbība uz veselību: Skatīt 4.2.
Endokrīni disruptīvās īpašības	128-37-0 (Notiek izvērtēšana) (<0.1%)

12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**12.1 Toksiskums**

Aprēķina metode : Nav klasificēts. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiskums - Ūdens bezmugurkaulnieki	Datu trūkums.
Toksiskums - Zivs	Datu trūkums.
Toksiskums - Aļģes	Datu trūkums.
Toksiskums - Nogulsnes Vide	Datu trūkums.
Toksiskums - Sauszemes vide	Datu trūkums.

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Nav zināms.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Nav zināms.

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav zināms.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Produkts nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

128-37-0 (Notiek izvērtēšana) (<0.1%)

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav zināms.

13. IEDAĻA. APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APSAIMNIEKOŠANU**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Iznīcināt saturu saskaņā ar vietējājiem, valsts un nacionālajiem likumiem.
Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet piemērotajā atkritumu vietā.
Nepieļaut nokļūšanu drenāžas caurulēs, kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. Tukšā tara vai iekšējais iepakojums var saturēt produkta pārpalikumus un tādēļ būt potenciāli bīstami.

13.2 Papildinformācija

Iznīcināšanai jānotiek saskaņā ar vietējo, rajona vai nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Nav klasificēts kā bīstams pārvadāšanai.

14.1 ANO numurs vai ID numurs

Nav piemērojams.

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

Nav piemērojams.

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav piemērojams.

14.4 Iepakojuma grupa

Nav piemērojams.

14.5 Vides apdraudējumi

Vides apdraudējumi Nav klasificēts kā Jūras Piesārņojotājs.

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Nav zināms.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

ESTECEM II PLUS PASTE A

Nav pieejama informācija

15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1 Uz produktu vai maisījumu attiecināmie drošības un veselības un vides aizsardzības noteikumi vai tiesību akti

Eiropas noteikumi - Izmantošanas pilnvarojumi un/ vai ierobežojumi

Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts	Nav sarakstā
REACH: XIV PIELIKUMS to vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana dokumentācija sociālo un ekonomisko aspektu analīze	Nav sarakstā
REACH: XVII pielikumu ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu	Nav sarakstā
Kopienas rīcības plāna (CoRAP)	2,6-di-terc-butil-p-krezols (128-37-0), silīcija dioksīds (7631-86-9), titāna dioksīds (13463-67-7), (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxy-2,1-ethanedioyl) bismethacrylate; (41637-38-1)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem	Nav sarakstā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2024/590 par vielām, kas noārda ozona slāni	Nav sarakstā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu	Nav sarakstā
Padomes Direktīva 93/42/EEK.	Tento výrobek je zdravotnický prostředek ve smyslu směrnice 93/42 / EHS (MDD), který je invazivní nebo se používá v přímém fyzickém kontaktu s lidským tělem, a proto je vyňat z požadavků klasifikace a označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP; čl. 1 odst. 5). I když to není nutné, produkta klasifikace a uvažování byla provedena podle CLP pravidel požadavků.

Valsts noteikumi

Citi Nav zināms.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

REACH ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

Sekojošās nodaļas satur izmaiņas vai arī jaunus formulējumus:
Izdošanas datums : 01-09-2025
Pārstrādātais izdevums (LV): 1

LEĢENDA

Bīstamības piktogrammu(-as)



GHS08



GHS07

Bīstamības klasifikācija

GHS06: GHS: Galvaskauss un sakrustoti kauli
GHS09: GHS: Vide
Acute Tox. 3 : Akūts toksiskums, Kategorija 3
Acute Tox. 4 : Akūts toksiskums, Kategorija 4
Skin Irrit. 2 : Kodīgs/kairinošs ādai, Kategorija 2
Skin Sens. 1 : Ādas sensibilizācija, Kategorija 1
Skin Sens. 1B : Ādas sensibilizācija, Kategorija 1B
Eye Irrit. 2 : Nopietns acu bojājums/kairinājums, Kategorija 2
Acute Tox. 4 : Akūts toksiskums, Kategorija 4
STOT SE 3 : Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3
Carc. 1B : Kancerogenitāte, Kategorija 1B
STOT RE 2 : Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot), Kategorija 2

ESTEC EM II PLUS PASTE A

Bīstamības apzīmējumu(-us)

Aquatic Acute 1 : Ūdens vides apdraudējumi, Akūts, Kategorija 1
 Aquatic Chronic 1 : Ūdens vides apdraudējumi, Hronisks, Kategorija 1
 Aquatic Chronic 3 : Ūdens vides apdraudējumi, Hronisks, Kategorija 3
 H301: Toksisks, ja norij.
 H302: Kaitīgs, ja norij.
 H315: Kairina ādu.
 H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 H332: Kaitīgs ieelpojot.
 H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
 H350: Var izraisīt vēzi.

Drošības prasību apzīmējumu(-us)

H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
 H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem.
 H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
 P201: Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju.
 P202: Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.
 P261: Izvairīties ieelpot izgarojumus.
 P264: Pēc rīkošanās rokas un pakļauti ādas kārtīgi nomazgāt.
 P272: Piesārņoto darba apģērbu neizņemt ārpus darba telpām.
 P280: Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
 P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.
 P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
 P308+P313: Ja saskaras vai saistīts ar: Lūdziet palīdzību mediķiem.
 P321: Īpaša medicīniskā palīdzība (skat Medicīniskie norādījumi uz etiķetes).
 P332+P313: Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
 P333+P313: Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet palīdzību mediķiem.
 P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
 P362+P364: Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
 P405: Glabāt slēgtā veidā.

Akronīmi

P501: Iznīcināt saturu saskaņā ar vietējajiem, valsts un nacionālajiem likumiem.
 AAT : Aprēķināto Akūto Toksicitāti
 CAS : Informatīvais ķīmijas dienests
 CLP : Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu
 DNEL : Ietekmes līmenis nav sasniegts
 EK : Eiropas Kopiena
 EINECS : Eiropas Ķīmisko Komercvielu Saraksts
 LTEL : Kaitīgā faktora ilgtermiņa iedarbības robežvērtība
 PBT : Noturīgs, Bioakumulatīvs un Toksisks
 PNEC : Koncentrācijas ietekme nav paredzama
 REACH : Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana
 STEL : Īslaicīgas iedarbības robeža
 STOT : Īpašu mērķorgānu toksicitāti
 vPvB : Ļoti Noturīgs un Ļoti Bioakumulatīvs
 Regula (EK) Nr 1272/2008 (CLP)

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti,
 kas izmantoti DDL izveidošanā
 Padoms apmācībām

Nodrošināt, ka darbības veicošie ir apmācīti, lai samazinātu ekspozīciju. Šo materiālu vajadzētu lietot tikai apmācītam personālam.

Noliegumi

Šī informācija attiecas tikai uz konkrēto materiālu un var nebūt spēkā šim materiālam, ja tas tiek lietots kopā ar citiem materiāliem vai procesā. Šī informācija, kas sniegta labticīgi un saskaņā ar labākajām uzņēmuma rīcībā esošajām zināšanām, ir uzskatāma esam par precīzu un uzticamu uz minēto datumu. Tomēr netiek sniegta garantija vai kategoriski apgalvojumi attiecībā uz informācijas precīzumu, uzticamību un pilnīgumu. Savu vajadzību apmierināšana attiecībā uz šīs informācijas piemērošanu konkrētajam vielas pielietojumam ir lietotāja paša atbildība.