

ESTECM II PLUS PASTE A

CE-CONFORM REGULAMENTULUI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (PCL) & 2020/878

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**1.1 Element de identificare a produsului**

Denumire produs ESTECM II PLUS PASTE A

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată 【Dispozitivele Medicale】 Ciment rășinic adeziv. Doar pentru profesioniști dentare.

Utilizează sfătuiri să nu Utilizați numai pentru aplicații destinate.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător

Identificarea companiei Tokuyama Dental Corporation
 Adresa producătorului 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan
 Cod postal 110-0016
 Telefon: +81-3-3835-2261
 Fax +81-3-3835-2265
 e-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>

Furnizor

Identificarea companiei Tokuyama Dental Italy S.r.l.
 Adresa furnizorului Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy
 Cod postal 36066
 Telefon: +39-0444-659650
 Fax +39-0444-750345
 e-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr telefon de urgență +402 212 106 282
 Contactați TOXAPEL - Paediatric Poison Centre
 Emergency Clinical Hospital for Children Grigore Alexandrescu
 Boulevard Iancu de Hunedoara 30-32, Bucharest
 Număr de telefon: +402 1 210 6282 / +402 1 210 6183
 Număr de telefon de urgență: +402 212 106 282

Spitalul de Urgență Floreasca

Adresă Institutul Național De Sanătate Publică Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5,
 București, direcție.generala {at} insp.gov.ro, 050463 România.
 Număr telefon de urgență +40 2 1 318 3606 (0800 - 1500)

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL) Skin Irrit. 2 :Provoacă iritarea pielii.
 Skin Sens. 1 :Poate provoca o reacție alergică a pielii.
 Eye Irrit. 2 :Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 Carc. 1B :Poate provoca cancer.

2.2 Elemente pentru etichetă

Denumire produs

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)
 ESTECM II PLUS PASTE A
 (Conține: N,N-dimetil-p-toluidină;
 (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxyloxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate
 2,2'-etilendioxiidietil dimetacrilat;
 (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate)

Pictogramă (pictograme) de pericol



GHS08



GHS07

Cuvânt (cuvinte) de avertizare

Frază (fraze) de pericol

Pericol
 H315: Provoacă iritarea pielii.
 H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
 H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 H350: Poate provoca cancer.

Frază (fraze) de Precauție

P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
 P261: Evitați să inspirați vaporii.

ESTECEM II PLUS PASTE A

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.

P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

P501: A se elimina în conformitate cu conținutul de stat locale, sau de legislația națională.
Neaplicabil.

Identificator unic de formulă (UFI):

2.3 Alte pericole

De evaluare a PBT : Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.
Proprietăți de perturbator endocrin : 128-37-0 (Sub evaluare) (<0.1%)

2.4 Informații suplimentare

Pentru text complet sau declarația de H/P vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII**3.1 Substanțe**

Neaplicabil.

3.2 Amestecuri

COMPONENTA/ COMPONENTE RISCANT(E)	Nr. CAS	Nr. EC / REACH Nr de inregistrare	W/W %	Frază (fraze) de pericol	Pictogramă (pictograme) de pericol
Silica-Zirkonia Filler	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Neclasificat	Niciunul
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-etilendioxidietil dimetacrilat	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1- phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Neclasificat	Niciunul
dioxid de titan	13463-67-7	236-675-5	<1	Acute Tox. 4 H332	GHS08
2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol	3077-12-1	221-359-1	<1	Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
N,N-dimetil-p-toluidină	99-97-8	202-805-4	<0.5	Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 4 H332 Carc. 1B H350 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 3 H412	GHS06 GHS08 GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene- 1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
mequinol	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2,6-di-terț-butil-p-cresol	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09

COMPONENTA/ COMPONENTE RISCANT(E)	Nr. CAS	Limitele de concentrație specifice	Factor de M	ETA
dioxid de titan	13463-67-7			Acute Tox. 4 (H332) : 11
N,N-dimetil-p-toluidină	99-97-8			Acute Tox. 3 (H301) : 140 Acute Tox. 4 (H332) : 1.4 Dust
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene- 1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mequinol	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

Nu conține substanțe vPvB neclasificate.

Nu conține nicio substanță cu limită de expunere la locul de muncă specificată de către o Uniune.

ESTECM II PLUS PASTE A

Pentru text complet sau declarația de H/P vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

General	Scoate la aer curat imediat. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
Inhalare	Scoate la aer curat imediat. Mențineți-l cald și liniștit. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
Contact cu pielea	Spălați zona afectată cu multă apă și săpun. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
Contact cu ochii	Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Ingerare	Clătiți gura. Dați multă apă de băut. Dacă apar semne / simptome în continuare, pentru a primi îngrijiri medicale.
Sfat pentru cei ce acordă primul ajutor	Salvatorii trebuie să ia măsuri de precauție corespunzătoare pentru a evita să fie afectați ei înșiși.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca cancer.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există recomandări specifice. Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare	Spumă rezistentă la alcool. Bioxid de carbon .Ceață apoasă sau pulbere uscată .
Mijloace de stingere necorespunzătoare	Nici o informație disponibilă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

În caz de incendiu: Se poate forma gaz toxic. Arderea sau descompunerea termică va emana vapori toxici. Gaze/vapori toxici : Monoxid de carbon, Dioxid de carbon

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Evitați să inspirați gazul. Evitați să inspirați vaporii. Mențineți împotriva vântului. Recipientele portabile trebuie mutate dacă acest lucru este posibil și nu implică riscuri. Nr foc deschis, nu scânteii și nu fumat. Mențineți reci containerele expuse prin stropire cu apă. Pompieri trebuie să poarte echipament de protecție complet, inclusiv auto-aparat de respirație.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Purtați echipament de protecție ca în secțiunea 8. Nr foc deschis, nu scânteii și nu fumat.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu lăsați să intre în canalizări, șanțuri sau cursuri de apă.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Eliminați sursele de aprindere. Nr foc deschis, nu scânteii și nu fumat. Asigurați o ventilație adecvată. A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile. Adsorbiți scurgerile pe nisip, pământ sau orice material adsorbant potrivit. Plasați într-un container adecvat. Evitați a alerga off la căile navigabile și de canalizare. Nu utilizați unelte care produc scânteii.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi de asemenea Secțiunea 8, 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. A se folosi numai în spații bine ventilate. Evitați să inspirați vaporii. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Purtați echipament de protecție ca în secțiunea 8. A se spăla mâinile înaintea pauzelor și după locul de muncă. Spălați zona contaminată a corpului cu săpun și apă proaspătă. Luați toate măsurile de precauție pentru a evita amestecul cu combustibili.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se depozita sub cheie. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii,

ESTECM II PLUS PASTE A

flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.

Temperatura de pastrare

0 - 10°C

Durata de pastrare

Stabil în condițiile de depozitare prescrise.

Materiale incompatibile

Materiale inflamabile sau combustibile. Agent puternic de reducere.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

【Dispozitivele Medicale】 Cement rășinic adeziv. Doar pentru profesioniști dentare.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ**8.1 Parametri de control****8.1.1 Limite de expunere profesională**

Limite de expunere profesională						
SUBSTANȚĂ.	Nr. CAS	LTEL (8 ore TWA ppm)	LTEL (8 ore TWA mg/m3)	STEL (ppm)	STEL (mg/m3)	Notă:
Dioxid de titan	13463-67-7		10		15	

Regiune Sursă

UE Valoarea limitei de expunere profesională semnificativă


România Hotărâre nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (republicată) privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, 2021, România

Observații Note

8.2 Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare A se asigura ventilație adecvată, inclusiv evacuare locală corespunzătoare. Să se asigure ventilarea adecvată pentru a fi siguri că limita de expunere profesională nu este depășită.

8.2.2. Echipamentul individual de protecție

	Protejarea ochilor	Purtați de protecție a ochilor, cu protecție laterală (EN ISO 16321-1). Chimice rezistente la uzura ochelari de protecție ochi. Ochelari de protecție.
	Protecția pielii	Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși: Mănuși impermeabile (EN 374). Mănuși impermeabile, rezistente la substanțe chimice, conforme cu un standard aprobat trebuie să fie purtate în cazul în care o evaluare a riscului arată că este posibil contactul cu pielea. Timp Breakthrough din materialul de mănuși: se referă la informațiile furnizate de către producător mănuși Mănuși ar trebui să fie schimbat în mod regulat pentru a evita problemele de permeabilitate. Purtați îmbrăcăminte protectoare adecvată. (Evitați contactul cu pielea.)
	Protecția respiratorie	Se purta un aparat respirator adecvat în cazul în care ventilația nu este suficientă pentru a menține concentrația de vapori de solvent sub valorile limită la locul de muncă.
	Pericole termice	În condiții de incendiu trebuie purtat un aparat de oxigen autonom și îmbrăcăminte protectoare adecvată.
	Măsuri de igienă	A se asigura o ventilație adecvată, inclusiv un sistem corespunzător de extracție locală pentru a fi siguri că limita de expunere profesională nu este depășită. O facilitate de spălare / apă pentru ochi și piele în scopuri de curățare ar trebui să fie prezente. Scoateți imediat hainele contaminate. După contactul cu pielea spălați imediat cu multă apă și săpun. Spălați-vă mâinile înainte de a mânca, bea sau fuma. A se spăla mâinile înaintea pauzelor și după locul de muncă. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

8.2.3. Controlul Expunerii Mediului

Evitați dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Starea fizică

pastă. (Lichid.)

Culoare

Limpede, Albă -Cafeniu

ESTECM II PLUS PASTE A

Miros	Caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare	Nu este cunoscut.
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Nu este cunoscut.
Inflamabilitatea	Neaplicabil.
Limita inferioară și superioară de explozie	Nu este cunoscut.
Punctul de Aprindere	Nu este cunoscut.
Temperatura de autoaprindere	Nu este cunoscut.
Temperatura de descompunere	Nu este cunoscut.
pH	Nu este cunoscut.
Vâscozitatea cinematică	Nu este cunoscut.
Solubilitate	Solubilitatea (în apă) : Nu este cunoscut. Solubilitatea (în alte substanțe) : Nu este cunoscut.
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)	Nu este cunoscut.
Presiunea de vapori	Nu este cunoscut.
Densitatea și/sau densitatea relativă	Nu este cunoscut.
Densitatea relativă a vaporilor	Nu este cunoscut.
Caracteristicile particulei	Nu este cunoscut.
9.2 Alte informații	Niciunul.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate	Nici unul anticipat. A se vedea celelalte subsecțiuni ale acestei secțiuni pentru mai multe detalii.
10.2 Stabilitate Chimică	Stabil în condițiile de depozitare prescrise.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase	Nu este cunoscut.
10.4 Condiții de evitat	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. A se feri de lumina solară directă.
10.5 Materiale incompatibile	Materiale inflamabile sau combustibile. Agent puternic de reducere.
10.6 Produri de descompunere periculoși	Arderea sau descompunerea termică va emana vapori toxici. Gaze/vapori toxici : Monoxid de carbon, Dioxid de carbon

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008	
Toxicitatea acută - Ingerare	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitatea acută - Contact cu pielea	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitatea acută - Inhalare	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Corodarea/iritarea pielii	Metoda de calculare : Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor	Metoda de calculare : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
De date sensibilizarea pielii	Metoda de calculare : Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Datele de sensibilizare respiratorie	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Mutagenitatea celulelor germinative	Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Cancerigenitatea	Metoda de calculare : Poate provoca cancer. dioxid de titan (13463-67-7) Clasificare IARC: Grupa 2B NTP cancerigenitate: Nelistat . 2,6-di-terț-butil-p-cresol (128-37-0) Clasificare IARC: Grupa 3. NTP cancerigenitate: Nelistat . N,N-dimetil-p-toluidină (99-97-8)

ESTECM II PLUS PASTE A

Clasificare IARC: Grupa 2B

NTP cancerigenitate: Nelistat .

Toxicitatea pentru reproducere

Metoda de calculare : Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Alăptării

Metoda de calculare : Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă
specifice) – expunere unică

Metoda de calculare : Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă
specifice) – expunere repetată

Metoda de calculare : Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Pericolul prin aspirare

Metoda de calculare : Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

11.2 Informații privind alte pericole

Cale/Căi de introducere

Piele , Ochi , Ingerare , Inhalare , Efecte sanataii: A se vedea seciunea 4.2.

Proprietăți de perturbator endocrin

128-37-0 (Sub evaluare) (<0.1%)

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE**12.1 Toxicitatea**

Metoda de calculare : Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitatea - Aquatic nevertebrate

Lipsa datelor.

Toxicitatea - Pești

Lipsa datelor.

Toxicitatea - Alge

Lipsa datelor.

Toxicitatea - Compartimentul Sedimentele

Lipsa datelor.

Toxicitatea - Compartimentul terestru

Lipsa datelor.

12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu este cunoscut.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu este cunoscut.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu este cunoscut.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

128-37-0 (Sub evaluare) (<0.1%)

12.7 Alte efecte adverse

Nu este cunoscut.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

A se elimina în conformitate cu conținutul de stat locale, sau de legislația națională.

Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Evacuarea de la site-ul refuza adecvate. Nu lăsați sa intre în canalizări, șanțuri sau cursuri de apă. Recipientele goale sau garniturile acestora pot reține urme de reziduuri ale produselor și, prin urmare, să fie potențial periculoase.

13.2 Informații suplimentare

Evacuarea trebuie să fie în concordanță cu legislația locală, de stat sau națională.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

Neaplicabil.

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Neaplicabil.

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neaplicabil.

14.4 Grupul de ambalare

Neaplicabil.

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este considerat un poluant marin.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

ESTECM II PLUS PASTE A

Precauții speciale pentru utilizatori

Nu este cunoscut.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu există informații disponibile

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanțe sau amestecul în cauză**

Regulament European - Autorizațiile și / sau restricții privind utilizarea

Lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării	Nelistat
REACH: ANEXA XIV lista substanțelor care fac obiectul autorizării	Nelistat
REACH: ANEXA XVII restricțiile la producerea, introducerea pe piață și l utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și l articole periculoase	Nelistat
Planului comunitar de acțiune flexibil (CoRAP)	2,6-di-terț-butil-p-cresol (128-37-0), dioxid de silicon (7631-86-9), dioxid de titan (13463-67-7), (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Regulamentul (UE) NR. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți	Nelistat
Regulamentul (CE) NR. 2024/590 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon	Nelistat
Regulamentul (CE) NR. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc	Nelistat
Directivei 93/42/CEE a Consiliului.	Acest produs este un dispozitiv medical definit în Directiva 93/42 / CEE (MDD), care este invaziv sau utilizat în contact fizic direct cu corpul uman și, prin urmare, este scutit de cerințele de clasificare și etichetare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP; articolul 1, paragraful 5). Deși nu este necesar,

Regulamente naționale

Altele

Nu este cunoscut.

15.2 Evaluarea Securității Chimice

Nu a fost efectuată o evaluarea securității chimice REACH.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Următoarele secțiuni conțin texte revăzute sau afirmații noi:

Aceasta este prima ediție.

Data emiterii :

01-09-2025

Ediție revizuită (RO):

1

LEGENDĂ

Pictogramă (pictograme) de pericol



GHS08



GHS07

GHS06: GHS: Craniu cu două oase încrucișate

GHS09: GHS: Mediu

Acute Tox. 3 : Toxicitatea acută, Categorie 3

Acute Tox. 4 : Toxicitatea acută, Categorie 4

Skin Irrit. 2 : Corodarea/iritarea pielii, Categorie 2

Skin Sens. 1 : Sensibilizarea pielii, Categorie 1

Skin Sens. 1B : Sensibilizarea pielii, Categorie 1B

Eye Irrit. 2 : Lezarea gravă/iritarea ochilor, Categorie 2

Clasificare de pericol

ESTECEM II PLUS PASTE A

Frază (frazе) de pericol	Acute Tox. 4 : Toxicitatea acută, Categorie 4 STOT SE 3 : Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică, Categorie 3 Carc. 1B : Cancerigenitatea, Categorie 1B STOT RE 2 : Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere repetată, Categorie 2 Aquatic Acute 1 : Periculoase pentru mediul acvatic, Acut., Categorie 1 Aquatic Chronic 1 : Periculoase pentru mediul acvatic, Cronic., Categorie 1 Aquatic Chronic 3 : Periculoase pentru mediul acvatic, Cronic., Categorie 3 H301: Toxic în caz de înghițire. H302: Nociv în caz de înghițire. H315: Provoacă iritarea pielii. H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332: Nociv în caz de inhalare. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H350: Poate provoca cancer. H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Frază (frazе) de Precauție	P201: Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P261: Evitați să inspirați vaporii. P264: Spălați-vă pe mâinile și pielea expusă cu grijă după utilizare. P272: Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul. P321: Tratament specific (a se vedea Sfaturi medicale de pe această etichetă). P332+P313: În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul. P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. P362+P364: Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P405: A se depozita sub cheie. P501: A se elimina în conformitate cu conținutul de stat locale, sau de legislația națională.
Acronime	ETA : Estimări ale Toxicității Acute CAS : Chemical Abstracts Service CLP : Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor DNEL : Derivate fără efecte la nivel CE : Comunitatea Europeană EINECS : Inventarul European Al Substanțelor Chimice Existente Introduse Pe Piață LTCL : Limita de expunere pe termen lung PBT : Persistente, Bioacumulabile și Toxice CEPZ : De concentrație previzibilă fără efecte REACH : Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice STEL : Limita de expunere pe termen scurt STOT : Organ țintă specific de toxicitate vPvB : foarte Persistente și foarte Bioacumulabile
Referințele cheie din literatura de specialitate și sursele datelor utilizate pentru întocmirea SDS	Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)
Sfat de formare	Asigurați că lucrătorii calificați sunt instruiți pentru a minimiza expunerea. Numai personalul calificat trebuie să folosească acest material.
Condiții legale	Aceste informații se referă numai la materialul specific desemnat și nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informații sunt, în cea mai bună cunoaștere și credință a companiei, exacte și sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiție, garanție sau reprezentare nu se face pentru exactitatea, siguranța sau completitudinea lor. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate sunt aceste informații pentru uzul său propriu.

ESTECEM II PLUS PASTE A