

ESTECER II PLUS PASTE B

СПОРЕД ЕО регламенти 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (ПОЛ) и 2020/878

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО**1.1 Идентификатор на продукта**

Наименование на Продукта ESTECER II PLUS PASTE B

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирана употреба [Медицинските изделия] Адхезивен композитен цимент. Само за дентални специалисти.

Използва препоръчва срещу Използвайте само за предвиденото приложение.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

Идентифициране на фирмата Tokuyama Dental Corporation

Адрес на производителя 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Пощенски код 110-0016

Телефон: +81-3-3835-2261

Факс +81-3-3835-2265

Е-мейл <https://tokuyama-dental.com/contact/>

Доставчик

Идентифициране на фирмата Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Адрес на доставчика Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Пощенски код 36066

Телефон: +39-0444-659650

Факс +39-0444-750345

Е-мейл <https://tokuyama-dental.com/contact/>**1.4 Телефонен номер при спешни случаи**

Тел.№ при спешност +359 2 9154 378 / +359 887 435 325

Свържете National Toxicological Information Centre at National Clinical Toxicology Centre
Emergency Medicine Institute 'Pirogov'

21 Tottleben Boulevard, Sofia

телефонен номер: +359 2 9154 409 / +359 2 9154 234

номер на факс: +359 2 9154 409

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 378 / +359 887 435 325

Имейл адрес: poison_centre@mail.orbitel.bg<http://www.pirogov.bg>

Национален център за реагиране

Адрес

Национален токсикологичен информационен център, Национален клиничен,
токсикологичен център, Институт за спешна медицинска помощ „Пирогов”,
Бул. „Тотлебен” 21, 1606 София, България.

Тел.№ при спешност

+00 359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ**2.1 Класифициране на веществото или сместа**

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ)

Skin Irrit. 2 :Предизвиква дразнене на кожата.

Skin Sens. 1 :Може да причини алергична кожна реакция.

Eye Irrit. 2 :Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Aquatic Chronic 2 :Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ)

Наименование на Продукта ESTECER II PLUS PASTE B

(Съдържа:

(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl-2,1-ethanediyl) bismethacrylate;

2,2'-етиленидиоксиетил диметакрилат;

(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate;

дибензоил пероксид)

Пиктограма(и) за опасност



GHS07



GHS09

Сигнална(и) дума(и)

Внимание

Предупреждение(я) за опасност

H315: Предизвиква дразнене на кожата.

H317: Може да причини алергична кожна реакция.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Препоръка(и) за безопасност

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

P261: Избягвайте вдишване на изпарения.

P273: Да се избягва изпускане в околната среда.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P501: Изхвърлете на съдържанието в съответствие с местните, щатските или националното законодателство.

Уникален идентификатор на формулата (UFI):

Не се прилага.

2.3 Други опасности

PBT оценка : Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система : 128-37-0 (Под оценка) (<0.1%)

2.4 Допълнителна информация

За целия текст на H/P-за опасност вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**3.1 Вещества**

Не се прилага.

3.2 Смеси

ОПАСНИ СЪСТАВКИ	CAS No.	EC № / REACH Регистрация номер	W/W %	Предупреждение(я) за опасност	Пиктограма(и) за опасност
SILICA-ZIRCONIA FILLER	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Не е класифициран	Няма
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-етиленидиоксидиетил диметакрилат	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Не е класифициран	Няма
дибензоил пероксид	94-36-0	202-327-6	<1	Org. Perox. B H241 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS07 GHS09
dl-bornane-2,3-dione	10373-78-1	233-814-1	<0.5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
2,6-ди-трет-бутил-п-кресол	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09
мехинол	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07

ОПАСНИ СЪСТАВКИ	CAS No.	Специфични пределни концентрации	Фактор на М	ООТ
дибензоил пероксид	94-36-0		Aquatic Acute 1: 10 Aquatic Chronic 1: 10	
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500

ESTEC EM II PLUS PASTE B

1,3-propanediyl)bisbenzene			
мехинол	150-76-5		Acute Tox. 4 (H302) : 500

Не съдържа неклаифицирани много устойчиви и много биоакмулиращи се вещества.

Не съдържа неклаифицирани вещества с определени норми за експозиция в работна среда на равнището на Съюза.

За целия текст на H/P-за опасност вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**4.1 Описание на мерките за първа помощ**

Общ	Премахване на чист въздух веднага. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
Вдишване	Премахване на чист въздух веднага. Дръжте на топло и в покой. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
Контакт с Кожата	Засегнатият участък да се измие обилно със сапун и вода. Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
Контакт с Очите	Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Поглъщане	Изплакнете устата. Дайте обилно с вода за пиене. Ако се появят признаци / симптоми продължат, потърсете медицинска помощ.
Съвети за лицата, оказващи първа помощ Спасителите трябва да вземат подходящи предпазни мерки, за да не пострадат и самите те.	

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини алергична кожна реакция.

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма специални препоръки. Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**5.1 Пожарогасителни средства**

Подходящи пожарогасителни средства	Пяна устойчива на алкохол. Въглероден диоксид .Фино диспергирани водни капки (мъгла) или сух прах .
------------------------------------	---

Неподходящи пожарогасителни средства	Няма налична информация
--------------------------------------	-------------------------

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При пожар: Може да се образува токсичен газ. Горенето или термичното разлагане ще отделят токсични пари. Токсични газове/пари : Въглероден оксид, въглероден диоксид

5.3 Съвети за пожарникарите

Избягвайте вдишване на газ. Избягвайте вдишване на изпарения. Стойте от надветрената страна. Преносимите опаковки да се преместят, ако е възможно и не съществува риск. Поддържайте контейнерите обхванати от пожар охладени чрез пръскане на вода. Не открит пламък, искри и не се пуши. Огнеборците трябва да носят пълно защитно облекло, включително автономен дихателен апарат.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8. Не открит пламък, искри и не се пуши.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте да навлиза в отводнителни канали, канализация или водни обекти.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Елиминирайте източниците на възпламеняване. Не открит пламък, искри и не се пуши. Осигурете адекватно вентилиране. Да се държи далеч от облекло и други горими материали. Адсорбирайте разливите чрез пясък, почва или друг подходящ адсорбиращ материал. Да се постави в подходящ съд. Избягвайте да избяга с водни пътища и канализация. Използвайте инструменти, които не предизвикват искри.

6.4 Позоваване на други раздел

Виж Също Раздел 8, 13.

ESTEC EM II PLUS PASTE B**РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ****7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**

Използвайте само в добре вентилирани зони. Избягвайте вдишване на изпарения. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Да се носи защитно облекло, както е описано в раздел 8. Да се измиват ръцете преди почивките и след работа. Измийте замърсената област на тялото си със сапун и прясна вода. Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Температура на Съхранение

0 - 10°C

Срок на Съхранение

Стабилен при предписаните условия на съхранение.

Несъвместими материали

Запалими или горими материали. Силен редуктор.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

【Медицинските изделия】 Адхезивен композитен цимент. Само за дентални специалисти.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1 Параметри на контрол****8.1.1 Норми на излагане на въздействие в работна среда**

Норми на излагане на въздействие в работна среда

Веществото.	CAS No.	НДЕ (8 часа СРВ ppm)	НДЕ (8 часа СРВ mg/m3)	НКЕ (ppm)	НКЕ (mg/m3)	Забележка:
Дибутилпаракрезол	128-37-0		10		50	

Регион Източник

България Наредба № 13 От 30 Декември 2003 Г. За Защита На Работещите От Рискове, Свързани С Експозиция На Химични Агенти При Работа. бр.47 от 4 Юни 2021г., България

Европейски съюз Индикативна Гранична Стойност на Работната Среда

Забележка Бележки

8.2 Контрол на експозицията**8.2.1. Подходящ инженерен контрол**

Осигурете адекватно вентилиране, включително подходящо локално изтегляне (извличане). Осигурете адекватно вентилиране, за да се гарантира, че нормите за работна среда не се превишават.

8.2.2. Лични предпазни средства

	Защита за Очите	Wear eye protection with side protection (EN ISO 16321-1). Носете химически устойчиви защитни очила на очите. Очила.
	Защита на кожата	Носете защитно облекло и ръкавици: Непромокаеми ръкавици (EN 374). Пробив време на материала за ръкавици: позова на информация, предоставена от производителя на ръкавиците. Трябва да се носят устойчиви на химикали непроницаеми ръкавици, отговарящи на одобрен стандарт, ако оценката на риска показва възможност за контакт с кожата. Ръкавици трябва да се сменя редовно, за да се избегне проникването проблеми. Носете подходящо защитно облекло. (Избягвайте контакт с кожата.)
	Защита на дихателните пътища	Носете подходящ респиратор, ако вентилация не е достатъчна, за да запази пари на разтворителя концентрация под професионални гранични стойности.
	Термични опасности	По време на пожар следва да се носят автономен дихателен апарат и подходящо защитно облекло.
	Хигиенни Мерки	Осигурете адекватно вентилиране, включително подходящо локално отстраняване, за да се гарантира, че нормите за работна среда не се превишават. А измиване съоръжение / вода за очите и цели почистване на кожата трябва да присъства. Незабавно да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага измийте с

ESTEC EM II PLUS PASTE B

	много сапун и вода. Да се измиват ръцете преди ядене, пиене или пушене. Да се измиват ръцете преди почивките и след работа. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
--	--

8.2.3. Контрол на Експозицията На Околната Среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

Агрегатно състояние	пастоподобен. (Течност.)
Цвят	Ясно
Мирис	Характеристично
Точка на Топене/Точка на Замръзване	Не са известни.
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	Не са известни.
Запалимост	Не са известни.
Долна и горна граница на експлозивност	Не са известни.
Точка на Възпламеняване	Не се прилага.
Температура на самозапалване	Не са известни.
Температура на Разлагане	Не са известни.
pH	Не са известни.
Кинематичен Вискозитет	Не са известни.
Разтворимост	Разтворимост (във Вода) : Не са известни. Разтворимост (Други) : Не са известни.
Коефициент на разпределение н-октанол/вода (логаритмична стойност)	Не са известни.
Налягане на парите	Не са известни.
Плътност и/или относителна плътност	Не са известни.
Относителна плътност на парите	Не са известни.
Характеристики на частиците	Не са известни.

9.2 Друга информация

Няма.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ**10.1 Реактивност**

Не се очакват. Вж. другите подраздели на този раздел за допълнителна информация.

10.2 Химична Стабилност

Стабилен при предписаните условия на съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

Не са известни.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Пази от директна слънчева светлина.

10.5 Несъвместими материали

Запалими или горими материали. Силен редуктор.

10.6 Опасни Продукти на РазпаданеГоренето или термичното разлагане ще отделят токсични пари.
Токсични газове/пари : Въглероден оксид, въглероден диоксид**РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ****11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Остра Токсичност - Поглъщане	Методът за изчисление : Не е класифициран. Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.
Остра Токсичност - Контакт с Кожата	Методът за изчисление : Не е класифициран. Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.
Остра Токсичност - Вдишване	Методът за изчисление : Не е класифициран. Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.
Корозивност/дразнене на кожата	Методът за изчисление : Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Методът за изчисление : Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Повишена чувствителност на кожата на	Методът за изчисление : Може да причини алергична кожна реакция.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

данни

Респираторни данни чувствителност

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

Мутагенност на зародишните клетки

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

Канцерогенност

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

дибензоил пероксид (94-36-0)

ИАРС Класификация: Група 3.

Канцерогенност според NTP: Неизброено .

2,6-ди-трет-бутил-п-кресол (128-37-0)

ИАРС Класификация: Група 3.

Канцерогенност според NTP: Неизброено .

Токсичност за репродукцията

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

Кърмене

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

СТОО(специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

Опасност при вдишване

Методът за изчисление : Не е класифициран.

Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класификация.

11.2 Информация за други опасности

Път(ища) на влизане

Кожа , Очи , Поглъщане , Инхалационно , Ефекти върху здравето: вж. Раздел 4.2.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

128-37-0 (Под оценка) (<0.1%)

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**12.1 Токсичност**

Методът за изчисление :Токсично за водни обитатели. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Токсичност - Водни безгръбначни

Липса на данни.

Токсичност - Риби

Липса на данни.

Токсичност - Водорасли

Липса на данни.

Токсичност - Седимент Отделение

Липса на данни.

Токсичност - Сухоzemни Отделение

Липса на данни.

12.2 Устойчивост и разградимост

Не са известни.

12.3 Биоакмулираща способност

Не са известни.

12.4 Преносимост в почвата

Не са известни.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

128-37-0 (Под оценка) (<0.1%)

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ**13.1 Методи за третиране на отпадъци**

Изхвърлете на съдържанието в съответствие с местните, щатските или националното законодателство.

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изхвърлете на подходящи отказват сайт. Не позволявайте да навлиза в отводнителни канали, канализация или водни обекти. Празните контейнери или облицовки може да задържат остатъци от продукта и следователно са потенциално опасни.

13.2 Допълнителна информация

Обезвреждането следва да бъде съгласно местното или национално законодателство.

ESTEC EM II PLUS PASTE B**РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО****14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

Номер по ООН (UN №) 3082

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на пратката по списъка на ООН ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Съдържа: дибензоил пероксид)

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID

ADR/RID Клас 9

IMDG


Клас IMDG 9

ИКАО/ИАТА

ИКАО/ИАТА Клас 9

етикети

етикети 9

**14.4 Опаковъчна група**

Опаковъчна група III

14.5 Опасности за околната среда

Опасности за околната среда

ADR/RID: Опасни За Околната Среда

Международен кодекс за опасни товари по море (IMDG): Замърсител на морската акватория

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Специални предпазни мерки за потребителите Не са известни.

14.7 Морски транспорт на товари в наспно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Няма налични данни

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Европейски Разпоредби (законови документи) - Разрешенията и / или ограничения върху използването

Списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, кандидати за разрешаване	Неизброено
REACH: ПРИЛОЖЕНИЕ XIV списък на веществата, предмет на разрешение	Неизброено
REACH: Приложение XVII Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия	Неизброено
План за действие на Общността (CoRAP)	(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl)oxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1), 2,6-ди-трет-бутил-п-кresол (128-37-0), силициев диоксид (7631-86-9),
Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския Парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители	Неизброено
Регламент (ЕО) № 2024/590 На Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой	Неизброено
Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския Парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали	Неизброено

ESTECEM II PLUS PASTE B

Директива 93/42/ЕИО на Съвета.	Този продукт е медицинско изделие, както е определено в Директива 93/42 / ЕИО (MDD), което е инвазивно или се използва при директен физически контакт с човешкото тяло и следователно е освободено от изискванията за класификация и етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP; член 1, параграф 5). Въпреки че не се изисква, препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етиктирането и опаковането (CLP).
--------------------------------	---

В националните законодателства

Други

Не са известни.

15.2 Оценка На Безопасността На Химично Вещество Или Смес

Не е извършена оценка за химическата безопасност съгласно Единната система за регистрация, оценка, разрешение и ограничение на химикали (REACH).

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Следните части съдържат ревизирани текстове или нови постановки:

Дата на Издаване :

01-09-2025

Ревизия(BG):

1

Това е първо издание.

ЛЕГЕНДА

Пиктограма(и) за опасност



GHS07



GHS09

Класификацията за опасност

GHS08: GHS: Опасност за здравето

Org. Perox. B : Органичен пероксид, Категория B

Acute Tox. 4 : Остра Токсичност, Категория 4

Skin Irrit. 2 : Корозивност/дразнене на кожата, Категория 2

Skin Sens. 1 : Кожна чувствителност, Категория 1

Skin Sens. 1B : Кожна чувствителност, Категория 1B

Eye Irrit. 2 : Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория 2

STOT SE 3 : Специфична токсичност за определени органи (СТОО)

— еднократна експозиция, Категория 3

STOT RE 2 : Специфична токсичност за определени органи (СТОО)

— повтаряща се експозиция, Категория 2

Aquatic Acute 1 : Опасни за водната среда, Остър, Категория 1

Aquatic Chronic 1 : Опасни за водната среда, Хроничен, Категория 1

Aquatic Chronic 2 : Опасни за водната среда, Хроничен, Категория 2

Aquatic Chronic 3 : Опасни за водната среда, Хроничен, Категория 3

Предупреждение(я) за опасност

H241: Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.

H302: Вреден при поглъщане.

H315: Предизвиква дразнене на кожата.

H317: Може да причини алергична кожна реакция.

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H400: Силно токсичен за водните организми.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръка(и) за безопасност

P261: Избягвайте вдишване на изпарения.

P264: Измий ръцете и експонираната кожа старателно след употреба.

P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

P273: Да се избягва изпускане в околната среда.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Съкращения

P321: Специализирано лечение (виж Указания за Лекарска Помощ на този етикет).
P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
P391: Съберете разлятото.
P501: Изхвърлете на съдържанието в съответствие с местните, щатските или националното законодателство.

ADN : Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища
ADR : Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
OOT : Оценката Острата Токсичност
CAS : Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
CLP : Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
DNEL : Производни без последици Ниво
ЕО : Европейската общност
EINECS : Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
ИАТА : Международна асоциация за въздушен транспорт
IBC : Междинен контейнер за насипни стоки
ИКАО : Международната организация за гражданско въздухоплаване
IMDG : Международен превоз на опасни стоки по море
НДЕ : Норма на дългосрочна експозиция
PBT : биоакмулиращи и токсични
PNEC : Предвидената концентрация без последици
REACH : Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID : Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
НКЕ : Норма на краткосрочна експозиция
СТОО : Специфична токсичност за определени
UN : Организация на обединените нации
vPvB : много устойчиво и много биоакмулиращо (вещество)
Регламент (ЕО) № 1272/2008 (ПОЛ)

Основни препратки и източници на данни,
използвани при съставяне на
информационния лист за безопасност
Обучение съвети

Уверете се, че операторите са обучени да свеждат до минимум експозицията.
Материалът да се използва само от обучен персонал.

Отхвърляне

Тази информация се отнася само за указания специфичен материал и може да не е валидна за същия материал, използван в комбинация с друг материал или в друг процес. Тази информация, доколкото е известно на компанията, е акуратна и надеждна към посочената дата. Въпреки това компанията не дава гаранция и не поема отговорност по отношение на точността, достоверността и изчерпателността ѝ. Задължение на потребителя е да прецени уместността на информацията за своите конкретни цели.