

ESTEC EM II PLUS PASTE B

PAGAL EB REGLAMENTAI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (BLP) IR 2020/878

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS**1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas ESTEC EM II PLUS PASTE B

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatytas naudojimas 【Medicinos Prietaisų】 Adhezinis dervinis cementas. Tik dantų specialistų.

Nerekomenduojami naudojimo būdai Naudoti tik nurodytai paskirčiai.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Kompanijos identifikacija

Tokuyama Dental Corporation

Gamintojo adresas

38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Pašto kodas

110-0016

Telefono Nr.:

+81-3-3835-2261

Faksas

+81-3-3835-2265

El. Paštas

<https://tokuyama-dental.com/contact/>

Tiekėjas

Kompanijos identifikacija

Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Tiekėjo adresas

Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Pašto kodas

36066

Telefono Nr.:

+39-0444-659650

Faksas

+39-0444-750345

El. Paštas

<https://tokuyama-dental.com/contact/>**1.4 Pagalbos telefono numeris**

Skubios pagalbos telefonas

+370 5 236 20 52 / +370 687 533 78

Kontaktai

Lithuania Poisons Control and Information Bureau

Šiltnamių Str 29, Vilnius

Telefono numeris: +370 5 236 20 52

Faksimilės numeris: +370 3 236 21 42

Pagalbos telefono numeris: +370 5 236 20 52 / +370 687 533 78

Elektroninio pašto adresas: akib@sam.lt<http://www.tox.lt>**APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURAS**

Adresas

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

Šiltnamių 29, Vilniuje, Lietuva.

Skubios pagalbos telefonas

+370 5 236 20 52

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI**2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Reglamento (EB) Nr 1272/2008 (BLP)

Skin Irrit. 2 :Dirgina odą.

Skin Sens. 1 :Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Eye Irrit. 2 :Sukelia smarkų akių dirginimą.

Aquatic Chronic 2 :Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Produkto pavadinimas

Pagal Reglamento (EB) Nr 1272/2008 (BLP)

ESTEC EM II PLUS PASTE B

(Sudėtyje yra:

(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxyloxy-2,1-ethanedioyl) bismethacrylate;
2,2'-etilenodioksietildimetakrilatas;(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanedioyl)] bismethacrylate;
dibenzoilperoksidas)

Pavojaus piktograma (-os)



GHS07



GHS09

Signalinis (-iai) žodis (-džiai)

Atsargiai

Teiginys (-iai) apie pavojų

H315: Dirgina odą.

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Atsargumo teiginys (-iai)

P261: Stengtis neįkvėpti garų.
 P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
 P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 P333+P313: Jeigu sudirginama oda arba ją išberia. Kreiptis į gydytoją.
 P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
 P501: Šalinkite turinį remdamiesi vietos, valstybiniais ar nacionaliniais teisės aktais.
 Nėra taikoma.

Unikalūs formulės identifikatoriai (UFI):

2.3 Kiti pavojai

PBT įvertinimo rezultatai : Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

Endokrininės sistemos ardamosios savybės : 128-37-0 (Vertinant) (<0.1%)

2.4 Papildoma informacija

Pilni H/P teiginiai tekstai 16-tame skirsnyje.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS**3.1 Medžiagos**

Nėra taikoma.

3.2 Mišiniai

PAVOJINGOS SUDEDAMOSIOS MEDŽIAGOS	CAS Nr.	EB Nr. / REACH registracijos numeris	W/W %	Teiginys (-iai) apie pavojų	Pavojaus piktograma (-os)
SILICA-ZIRCONIA FILLER	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Nesuklasifikuota	Nėra
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanedioxy-2,1-ethanedioyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-etilenodioksietildimetakrilatas	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy (2-hydroxy-3,1-propanedioyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Nesuklasifikuota	Nėra
dibenzoilperoksidas	94-36-0	202-327-6	<1	Org. Perox. B H241 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS07 GHS09
dl-bornane-2,3-dione	10373-78-1	233-814-1	<0.5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanedioyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
2,6-di-tert-butyl-p-krezolis	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09
mechinolis	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07

PAVOJINGOS SUDEDAMOSIOS MEDŽIAGOS	CAS Nr.	Konkreči koncentracijos riba	M-koeficientas	ŪTĮ
dibenzoilperoksidas	94-36-0		Aquatic Acute 1: 10 Aquatic Chronic 1: 10	
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanedioyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mechinolis	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

Sudėtyje yra neklasifikuotų vPvB medžiagų.

Sudėtyje yra neklasifikuotų medžiagų, kurių poveikį darbo vietoje Sąjunga yra apribojusi.

Pilni H/P teiginiai tekstai 16-tame skirsnyje.

ESTEC EM II PLUS PASTE B**4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS****4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendrai	nedelsiant perkelti į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus	nedelsiant perkelti į gryną orą. Laikyti šiltai ir ramybės būsenoje. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	Paveiktą vietą gerai nuplauti muilu ir vandeniu. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis	Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Prarijus	Išskalauti burną. Duokite gerti daug vandens. Jeigu simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją.
Patarimai pirmąją pagalbą suteikiančiam asmeniui	Gelbėtojai turėtų imtis tinkamų atsargumo priemonių, kad išvengtų susižalojimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Specialių rekomendacijų nėra. Gydėti pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos Gesinimo Priemonės	Alkoholiui atsparios putos. Anglies dioksidas. Vandens rūkas arba sausi milteliai.
Netinkamos gesinimo priemonės	Nėra informacijos

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju: Gali susiformuoti toksinės dujos. Degant arba termiškai skylančios išsiskiria toksiški garai. Toksiškos dujos/garai: Anglies monoksidas, anglies dioksidas

5.3 Patarimai gaisrininkams

Stengtis neįkvėpti dujų. Stengtis neįkvėpti garų. Laikytis prieš vėją. Jei įmanoma, portatyvinės pakuotės turi būti perkeltos ir be rizikos. Ugnies veikiamus konteinerius vėsinti apipurškiant vandeniu. Nesukurti atviros liepsnos, kibirkščių ir nerūkyti. Ugniagesiai turėtų dėvėti visą apsauginę aprangą, įskaitant autonominius kvėpavimo aparatus.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Dėvėti apsauginius drabužius, pagal 8 skirsnį. Nesukurti atviros liepsnos, kibirkščių ir nerūkyti.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į drenažo sistemas, kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pašalinti uždegimo šaltinius. Nesukurti atviros liepsnos, kibirkščių ir nerūkyti. Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degių medžiagų. Išsipykusią medžiagą sugerti smėliu, žeme ar kita tinkama absorbuojančia medžiaga. Patalpinti į tinkamą pakuotę. Venkite nutekų patekimo į vandenį ir kanalizaciją. Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Taip Pat Žiūrėti Skirsnius 8, 13.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Stengtis neįkvėpti garų. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Dėvėti apsauginius drabužius, pagal 8 skirsnį. Plauti rankas prieš pertraukus ir po darbo. Plaukite užterštas kūno vietas muilu ir švairiu vandeniu. Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.

Saugojimo temperatūra

0 - 10°C

Saugojimo laikas

Nurodytomis laikymo sąlygomis yra stabilus.

Nesuderinamos medžiagos

Užsiliepsnojančios arba degiosios medžiagos. Stipriai redukuojanti medžiaga.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

【Medicinos Prietaisų】 Adhezinis dervinis cementas. Tik dantų specialistų.

ESTEC EM II PLUS PASTE B**8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA****8.1 Kontrolės parametrai**

8.1.1 Profesinio poveikio ribos

Leistinos profesinio poveikio ribos nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą bendrąją ir vietinę ventiliaciją. Užtikrinti tinkamą ventiliaciją, kad nebūtų viršyta didžiausia leistina koncentracija darbo vietoje.

8.2.2. Personalinė apsaugos įranga

	Akių apsauga	Užsiriškite akių apsaugas su papildomomis apsaugomis šonuose (EN ISO 16321-1). Dėvėkite chemikalams atsparius apsauginius akinius. Sandarūs apsauginiai akiniai.
	Odos apsauga	Dėvėkite apsauginius drabužius ir pirštines: Nelaidžios pirštinės (EN 374). Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą trukmė: žiūrėkite gamintojo pateiktą informaciją. Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto reikalavimus. Pirštinės turi būti reguliariai keičiamos, kad būtų išvengta prasiskverbimo. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. (Vengti patekimo ant odos.)
	Kvėpavimo organų apsauga	Dėvėkite tinkamus respiratorius, jei vėdinimo nepakanka išlaikyti tirpiklio garų koncentraciją žemiau ribinės vertės.
	Apsauga nuo terminių pavojų	Gaisro atveju dėvėti izoliuojantį kvėpavimo aparatą ir tinkamus apsauginius drabužius.
Higieninės priemonės		Užtikrinti tinkamą ventiliaciją, tame tarpe užtikrinti vietinį nutraukimą, kad nebūtų viršytos leistinos profesinio poveikio ribos. Akims ir veidui plauti privalo būti pastatyti vandens įrenginiai. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su muilu. Plauti rankas prieš valgant, geriant ar rūkant. Plauti rankas prieš pertrauką ir po darbo. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

8.2.3. Poveikio Aplinkai Kontrolė

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizinė būsena	pasta. (Skystis.)
Spalva	Švarus
Kvapąs	Charakteringas
Lydimosi/užšalimo temperatūra	Nežinoma.
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	Nežinoma.
Degumas	Nežinoma.
Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos	Nežinoma.
Pliūpsnio Temperatūra	Nėra taikoma.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nežinoma.
Skilimo temperatūra	Nežinoma.
pH	Nežinoma.
Kinematinė klampa	Nežinoma.
Tirpumas	Tirpumas (vandenyje) : Nežinoma. Tirpumas (kitur) : Nežinoma.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	Nežinoma.
Garų slėgis	Nežinoma.
Tankis ir (arba) santykinis tankis	Nežinoma.
Santykinis garų tankis	Nežinoma.
Dalelių savybės	Nežinoma.

9.2 kita informacija

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Nėra.

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS**10.1 Reaktingumas**

Nesitikima. Daugiau informacijos pateikiama kitose šio skyriaus dalyse.

10.2 Cheminis stabilumas

Nurodytomis laikymo sąlygomis yra stabili.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinoma.

10.4 Vengtinės sąlygos

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo tiesioginių saulės šviesos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Užsiliepsnojančios arba degiosios medžiagos. Stipriai redukuojanti medžiaga.

10.6 Pavojingi skilimo produktaiDegant arba termiškai skylančiam išsiskirs toksiški garai.
Toksiskos dujos/garai : Anglies monoksidas, anglies dioksidas**11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA****11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Ūmus toksiškumas - Prarijus

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Ūmus toksiškumas - Patekus ant odos

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Ūmus toksiškumas - Įkvėpus

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Patvirtintas metodas : Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Patvirtintas metodas : Sukelia smarkų akių dirginimą.

Odos jautrumo duomenys

Patvirtintas metodas : Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Kvėpavimo sistemos sensibilizacijos duomenys

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Kancerogeniškumas

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

dibenzoilperoksidas (94-36-0)

IARC klasifikacija: grupė 3.

NTP kancerogeniškumas: Neįtraukta į sąrašą .

2,6-di-tert-butil-p-krezolis (128-37-0)

IARC klasifikacija: grupė 3.

NTP kancerogeniškumas: Neįtraukta į sąrašą .

Toksiškumas reprodukcijai

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Laktaiju

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

STOT (vienkartinis poveikis)

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

STOT (kartotinis poveikis)

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Aspiracijos pavojus

Patvirtintas metodas : Nesuklasifikuota.

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Patekimo būdas (-ai)

Oda , Akys , Nurius , Įkvėpus , Poveikis sveikatai: Pateikiama 4.2 skyriuje.

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

128-37-0 (Vertinant) (<0.1%)

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**12.1 Toksiškumas**

Patvirtintas metodas : Toksiška vandens organizmams. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Toksiškumas - Vandens bestuburiai

Duomenų trūksta.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Toksiškumas - Žuvis
 Toksiškumas - Dumbliai
 Toksiškumas - Nuosėdų Aplinka
 Toksiškumas - Sausumos Aplinka

Duomenų trūksta.
 Duomenų trūksta.
 Duomenų trūksta.
 Duomenų trūksta.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Nežinoma.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nežinoma.

12.4 Judumas dirvožemyje

Nežinoma.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

128-37-0 (Vertinant) (<0.1%)

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nežinoma.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS**13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Šalinkite turinį remdamiesi vietos, valstybiniais ar nacionaliniais teisės aktais. Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Išpilkite tam skirtose atliekų vietose. Neleisti patekti į drenažo sistemas, kanalizaciją ar paviršinius vandenius. Tuščiose talpyklėse ar tarpinėse gali būti produkto likučių, todėl jos gali būti pavojingos.

13.2 Papildoma informacija

Atliekos turi būti šalinamos laikantis vietinių, valstijos ir nacionalinių įstatymų.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**14.1 JT numeris ar ID numeris**

JT Nr. 3082

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

JT teisingas krovinio pavadinimas ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Sudėtyje yra: dibenzoilperoksidas)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID

ADR/RID klasė 9

IMDG


IMDG klasė 9

ICAO/IATA

ICAO/IATA Klasė 9

Etiketės

Etiketės 9

**14.4 Pakuotės grupė**

Pakuotės grupė III

14.5 Pavojus aplinkai

Pavojus aplinkai ADR/RID: Pavojinga Aplinkai
 IMDG: Jūros teršalas

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nežinoma.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

Nėra informacijos

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

ESTEC EM II PLUS PASTE B

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Europos Taisyklės - Leidimai ir / arba naudojimo apribojimai

Autorizuotinių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas	Neįtraukta į sąrašą
REACH: XIV PRIEDAS autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas	Neįtraukta į sąrašą
REACH: XVII priedas Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai	Neįtraukta į sąrašą
Koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano (CoRAP)	2,6-di-tert-butil-p-krezolis (128-37-0), silikono dioksidas (7631-86-9), (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų	Neįtraukta į sąrašą
Europos Parlamento ir tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2024/590 dėl ozono sluoksną ardantių medžiagų	Neįtraukta į sąrašą
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo	Neįtraukta į sąrašą
Tarybos direktyva 93/42/EEB.	Šis produktas yra medicinos prietaisas, apibrėžtas Direktyvoje 93/42 / EEB (MDD), kuris yra invazinis arba naudojamas tiesiogiai fiziškai kontaktuojant su žmogaus kūnu, todėl jam netaikomi klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP; 1 straipsnio 5 dalis). Nors nereikia, gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą O13a.

Nacionalinės taisyklės

Kita

Nežinoma.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

REACH cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Skyriai, kuriose yra pakeitimų arba naujų formuluočių:
Išleidimo data :
Peržiūrėta (LT):

Tai yra pirmasis leidimas.
01-09-2025
1

Legenda

Pavojaus piktograma (-os)



GHS07



GHS09

Pavojingumo klasifikacija

GHS08: GHS: Pavojus sveikatai
Org. Perox. B : Organiniai peroksidai, Kategorija B
Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas, 4 kategorija
Skin Irrit. 2 : Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas, 2 kategorija
Skin Sens. 1 : Odos jautrinimas, 1 kategorija
Skin Sens. 1B : Odos jautrinimas, 1 kategorija B
Eye Irrit. 2 : Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas, 2 kategorija
STOT SE 3 : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija
STOT RE 2 : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 kategorija
Aquatic Acute 1 : Pavojinga vandens ekosistemai, Ūmus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1 : Pavojinga vandens ekosistemai, Chroniška(s), 1 kategorija
Aquatic Chronic 2 : Pavojinga vandens ekosistemai, Chroniška(s), 2 kategorija
Aquatic Chronic 3 : Pavojinga vandens ekosistemai, Chroniška(s), 3 kategorija
H241: Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.
H302: Kenksminga prarijus.
H315: Dirgina odą.
H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Teiginys (-iai) apie pavojų

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Atsargumo teiginys (-iai)

H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.
H373: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400: Labai toksiška vandens organizmams.
H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P261: Stengtis neįkvėpti garų.
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ir paveiktą odą.
P272: Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P321: Specialus gydymas (žr Medicininis patarimas šioje etiketėje).
P332+P313: Jeigu sudirginama oda: Kreiptis į gydytoją.
P333+P313: Jeigu sudirginama oda arba ją išberia. Kreiptis į gydytoją.
P337+P313: Jei akių dirginimas nepaieina: Kreiptis į gydytoją.
P362+P364: Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P391: Surinkti ištekęsias medžiagas.

Akronimai

P501: Šalinkite turinį remdamiesi vietos, valstybiniais ar nacionaliniais teisės aktais.
ADN : Europos sutartį dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
ADR : Europos Sutartį dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Keliais
ŪTJ : Ūmaus Toksiškumo Įverčiai
CAS : Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP : Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
DNEL : Išvestinė poveikio nesukelianti
EB : Europos Bendrijos
EINECS : Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas
IATA : Tarptautinė Oro Transporto Asociacija
IBC : Vidutinio dydžio talpykla biralams
ICAO : Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija
IMDG : Tarptautinį Pavojingų Krovinių Vežimo Jūra
IPR : Ilgalaikio poveikio riba
PBT : Patvarios, Bioakumuliacinės ir Toksiškos
PPNK : Prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija
REACH : Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID : Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
STEL : Trumpalaikio poveikio riba
STOT : Specifinių organai paveikiami toksiškų medžiagų
JT : Jungtinių Tautų Organizacija
vPvB : labai Patvarios ir labai Bioakumuliacinės
Reglamento (EB) Nr 1272/2008 (BLP)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir šaltiniai
duomenims, naudojamiems saugos
duomenų lapui užbaigti
Mokymo patarimai

Atsisakymas

Pasirūpinkite, kad operatoriai būtų išmokyti, kaip sumažinti poveikį. Šią medžiagą turi naudoti tik paruoštas personalas.

Ši informacija yra susijusi tik su specialia nurodyta medžiaga ir gali būti netinkama, jei tokia medžiaga yra naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar kituose procesuose. Ši informacija, remiantis nurodytos datos momentu bendrovės turimomis geriausiomis žiniomis ir įsitikinimais, yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ir išsamumo neteikiama jokių garantijų ar pareiškimų. Naudotojo atsakomybė yra pasirūpinti, kad būtų užtikrintas tokios informacijos tinkamumas jo pasirinktam konkrečiam naudojimui būdai.