

ESTEC EM II PLUS PASTE B

SASKAŅĀ AR EK REGULĀM 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) un 2020/878

1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA**1.1 Produkta identifikators**

Produkta nosaukums ESTEC EM II PLUS PASTE B

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Apzināta lietošana 【Medicīnas Ierīcēm】 Adhezīvais sveķu cements. Tikai zobārstniecības speciālistiem.

Neieteicami lietošanas veidi Izmantot tikai paredzētajam pielietojumam.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ražotājs

Kompānijas identifikators Tokuyama Dental Corporation

Ražotāja adrese 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Pasta indekss 110-0016

Telefons: +81-3-3835-2261

Fakss +81-3-3835-2265

E-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>

Piegādātājs

Kompānijas identifikators Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Piegādātāja adrese Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Pasta indekss 36066

Telefons: +39-0444-659650

Fakss +39-0444-750345

E-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>**1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Telefona numurs neparedzētiem gadījumiem +371 704 2468

Sazināties Latvian Poisons Information Centre Clinical Hospital "Gailezers"

2 Hipocrate Street, Riga LV 1038

Telefona numurs: +371 704 2468

Faksa numurs: +371 753 9524

Tālruņa numurs: +371 704 2468

Epasta adrese: vliguts@gailles.lv

Valsts reaģēšanas centrs

Adrese: Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038

Telefona numurs neparedzētiem gadījumiem +371 67042473

2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA**2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana**

Regula (EK) Nr 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 :Kairina ādu.

Skin Sens. 1 :Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Eye Irrit. 2 :Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Aquatic Chronic 2 :Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2 Etiķetes elementi

Produkta nosaukums

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr 1272/2008 (CLP)

ESTEC EM II PLUS PASTE B

(Satur:

(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl)oxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate;

2,2'-etilēndioksidiētildimetakrilāts;

(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate;

dibenzoilperoksīds)

Bīstamības piktoqrammu(-as)



GHS07



GHS09

Signālvārdu(-us)

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumu(-us)

H315: Kairina ādu.

H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumu(-us)

P261: Izvairīties ieelpot izgarojumus.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē vidē.

P280: Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P333+P313: Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet palīdzību mediķiem.

P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.

P501: Iznīcināt saturu saskaņā ar vietējiem, valsts un nacionālajiem likumiem.

Unikālais formulas identifikators (UFI):

2.3 Citi apdraudējumi

Stabils biouzkrāšanas un toksiskuma novērtējums : Produkts nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

Endokrīni disruptīvās īpašības : 128-37-0 (Notiek izvērtēšana) (<0.1%)

2.4 Papildinformācija

Pilnu H/P apzīmējumus tekstu skatīt 16. lapa.

3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM**3.1 Vielas**

Nav piemērojams.

3.2 Maisījumi

BĪSTAMĀ(S) SASTĀVDAĻĀ(S)	CAS Nr.	ES Nr. / REACH reģistrācijas numurs	W/W %	Bīstamības apzīmējumu (-us)	Bīstamības piktogrammu(-as)
SILICA-ZIRCONIA FILLER	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Nav klasificēts	Nekas nav
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxy-2,1-ethanedioyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-etilēndioksidiētdimetakrilāts	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanedioyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Nav klasificēts	Nekas nav
dibenzoilperoksīds	94-36-0	202-327-6	<1	Org. Perox. B H241 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS07 GHS09
dl-bornane-2,3-dione	10373-78-1	233-814-1	<0.5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanedioyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
2,6-di-terc-butyl-p-krezols	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09
mekvinols	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07

BĪSTAMĀ(S) SASTĀVDAĻĀ(S)	CAS Nr.	Noteiktās specifiskās robežkoncentrācijas	Reizināš ana-faktors	AAT
dibenzoilperoksīds	94-36-0		Aquatic Acute 1: 10 Aquatic Chronic 1: 10	
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanedioyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mekvinols	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

Nesatur neklasificētas vPvB vielas.

Nesatur neklasificētas vielas, kam konkrētizēta Kopienas arodekspozīcijas robežvērtība.

Pilnu H/P apzīmējumus tekstu skatīt 16. lapa.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējā informācija Ieelpošana	Nekavējoties pārvietot svaigā gaisā. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta. Nekavējoties pārvietot svaigā gaisā. Turiet pacientu siltumā un brīvā stāvoklī. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.
Saskare ar ādu	Skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepju. Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
Saskare ar acīm	Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Uzņemšana caur barības traktu	Izskalot muti. Dot daudz ūdeni dzeršanai. Ja pazīmes/ simptomi turpinās, jāmeklē medicīnisko palīdzību.
Ieteikums pirmās palīdzības sniedzējam	Glābējiem jāievēro attiecīgie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no ciešanas nelaimes gadījumā.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Specifisku rekomendāciju nav. Veikt simptomātisko ārstēšanu.

5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti Ugunsdzēsības Līdzekļi	Pret spirtu iedarbību izturīgas putas. Oglekļa dioksīds. Ūdens migla vai sausais pulveris.
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Nav pieejama informācija

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā: Var veidoties toksiska gāze. Degšana vai termiska sadalīšanās izsauks toksisku tvaiku izdalīšanos. Indīgas gāzes/tvaiki: Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izvairīties ieelpot gāzi. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Turēt pret vēju. Ja iespējams un tas nav riskanti, pārvietojamos konteinerus jāpārvieto. Dzesēt uguns pārņemtās tvertnes apsmidzinot tās ar ūdeni. Nekādu atklātu liesmu, dzirksteļu un smēķēšanas. Ugunsdzēsējiem jāvalkā pilnu aizsargtērpu, ieskaitot autonomus elpošanas aparātus.

6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu saskaņā ar 8. iedaļu. Nekādu atklātu liesmu, dzirksteļu un smēķēšanas.

6.2 Vides drošības pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu drenāžas caurulēs, kanalizācijā vai ūdens tilpnēs.

6.3 Leroģežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Likvidēt aizdegšanās avotus. Nekādu atklātu liesmu, dzirksteļu un smēķēšanas. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem uzliesmojošiem materiāliem. Adsorbēt šķakatas uz smiltīm, zemes vai cita piemērota adsorbējoša materiāla. Novietojiet to piemērotā tvertnē. Izvairieties no nokļūšanas ūdensceļos un kanalizācijas sistēmās. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt arī Iedaļu 8, 13.

7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu saskaņā ar 8. iedaļu. Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba. Izmazgāt piesārņoto ķermeņa daļu ar ziepēm un svaigu ūdeni. Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Turēt vēsumā. Aizsargāt no saules gaismas.

Uzglabāšanas temperatūra	0 - 10°C
Uzglabāšanas ilgums	Stabils norādītajos glabāšanas apstākļos.
Nesaderīgi materiāli	Uzliesmojoši vai degoši materiāli. Spēcīgs reducējošs aģents.

ESTEC EM II PLUS PASTE B**7.3 Konkrēts(-i) galalietojšanas veids(-i)**

【Medicīnas Ierīcēm】 Adhezīvais sveķu cements. Tikai zobārstniecības speciālistiem.

8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA**8.1 Pārvaldības parametri**

8.1.1 Iedarbības faktora robežvērtības darba Nav Piešķirta Iedarbības Faktora Robežvērtība Darba Vietas Gaisā.
vietas gaisā

8.2 Iedarbības pārvaldība

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība Nodrošināt ar pietiekošu ventilāciju, ieskaitot piemērotu lokālo velkmi. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, lai tiktu garantēts, ka netiek pārsniegta vielas iedarbības robežkoncentrācija darba vietā.

8.2.2. Individuālās aizsardzības aprīkojums

	Acu aizsardzība	Uzvelciet acu aizsardzību ar sānu aizsardzību (EN ISO 16321-1). Valkāt ķīmiski izturīgas acu aizsargājošās brilles. Aizsargbrilles.
	Ādas aizsardzība	Valkā aizsargtērpu un cimdus: Necaurļaidīgie cimdi (EN 374). Cimdu materiāla pārrāvuma laiks: atsaucās uz cimžu ražotāja sniegto informāciju. Ja riska novērtējums norāda, ka iespējama saskare ar ādu, jāvalkā pret ķīmikāliju iedarbību noturīgi, necaurļaidīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātajam standartam. Cimds ir jāmaina regulāri, lai izvairītos no caurlaidības problēmas. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. (Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.)
	Elpošanas aizsardzība	Valkāt piemērotu respiratoru, ja ventilācija ir nepietiekama, lai saglabātu šķīdinātāja tvaiku koncentrāciju zem darba robežvērtības.
	Termiska bīstamība	Ugunsgrēka apstākļos izmantot slēgtos elpošanas aparātus un piemērotus aizsargapģērbus.
	Higiēnas pasākumi	Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, ieskaitot piemērotus vietējās nozīmes velkmes skapjus, lai tiktu garantēts, ka netiek pārsniegta vielas iedarbības robežkoncentrācija darba vietā. Mazgāšanas iekārtām/ ūdenim acu un ādas tīrīšanai jābūt klāt. Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties mazgāt ar ziepēm un skalot ar lielu daudzumu ūdens. Mazgāt rokas pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas. Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

8.2.3. Vides Riska Pārvaldība

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS**9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

Agregātstāvoklis	pasta. (Šķidrums.)
Krāsa	Dzidrs
Smarža	Raksturīga
Kušanas/sasalšanas temperatūra	Nav zināms.
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	Nav zināms.
Uzliesmojamība	Nav zināms.
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža	Nav zināms.
Uzliesmošanas Temperatūra	Nav piemērojams.
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav zināms.
Noārdīšanās temperatūra	Nav zināms.
pH	Nav zināms.
Kinemātiskā viskozitāte	Nav zināms.
Šķīdība	Šķīdība (Ūdens) : Nav zināms.
	Šķīdība (Cītur) : Nav zināms.

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība) Nav zināms.

Tvaika spiediens Nav zināms.

Blīvums un/vai relatīvais blīvums Nav zināms.

Relatīvais tvaika blīvums Nav zināms.

Dalīņu raksturlielumi Nav zināms.

9.2 Cita informācija

Nekas nav.

10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA**10.1 Reaģētspēja**

Nekas nav paredzēts. Sīkākai informācijai skatīt citas apakšnodaļas.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils norādītajos glabāšanas apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināms.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Sargāt no tiešiem saules stariem.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Uzliesmojoši vai degoši materiāli. Spēcīgs reducējošs aģents.

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Degšana vai termiska sadalīšanās izsauks toksisku tvaiku izdalīšanos.
Indīgas gāzes/tvaiki : Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds

11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

Akūts toksiskums Aprēķina metode : Nav klasificēts.
- Uzņemšana caur barības traktu Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūts toksiskums - Saskare ar ādu Aprēķina metode : Nav klasificēts.
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūts toksiskums - Ieelpošana Aprēķina metode : Nav klasificēts.
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kodīgs/kairinošs ādai Aprēķina metode : Kairina ādu.

Nopietns acu bojājums/kairinājums Aprēķina metode : Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Ādas sensibilizācija dati Aprēķina metode : Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Elpošanas orgānu sensibilizācijas dati Aprēķina metode : Nav klasificēts.
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Cilmes šūnu mutācija Aprēķina metode : Nav klasificēts.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogenitāte Aprēķina metode : Nav klasificēts.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

dibenzoilperoksīds (94-36-0)

IARC Klasifikācija: 3. Grupa.

Kancerogēnums pēc NTP: Nav sarakstā .

2,6-di-terc-butil-p-krezols (128-37-0)

IARC Klasifikācija: 3. Grupa.

Kancerogēnums pēc NTP: Nav sarakstā .

Toksisks reproduktīvajai sistēmai Aprēķina metode : Nav klasificēts.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Laktāiju Aprēķina metode : Nav klasificēts.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība Aprēķina metode : Nav klasificēts.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība Aprēķina metode : Nav klasificēts.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot Aprēķina metode : Nav klasificēts.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

Iebraukšanas maršruts(-i) Āda , Acis , Norīšana , Ieelpojot , Iedarbība uz veselību: Skatīt 4.2.

Endokrīni disruptīvās īpašības 128-37-0 (Notiek izvērtēšana) (<0.1%)

ESTEC EM II PLUS PASTE B**12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA****12.1 Toksiskums**

Aprēķina metode : Toksisks ūdens videi. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Toksiskums - Ūdens bezmugurkaulnieki Datu trūkums.

Toksiskums - Zivs Datu trūkums.

Toksiskums - Aļģes Datu trūkums.

Toksiskums - Nogulsnes Vide Datu trūkums.

Toksiskums - Sauszemes vide Datu trūkums.

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Nav zināms.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Nav zināms.

12.4 Mobilitāte augsnē

Nav zināms.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Produkts nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

128-37-0 (Notiek izvērtēšana) (<0.1%)

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav zināms.

13. IEDAĻA. APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APSAIMNIEKOŠANU**13.1 Atkritumu apstrādes metodes**

Iznīcināt saturu saskaņā ar vietējājiem, valsts un nacionālajiem likumiem.
Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet piemērotajā atkritumu vietā.
Nepieļaut nokļūšanu drenāžas caurulēs, kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. Tukšā tara vai iekšējais iepakojums var saturēt produkta pārpalikumus un tādēļ būt potenciāli bīstami.

13.2 Papildinformācija

Iznīcināšanai jānotiek saskaņā ar vietējo, rajona vai nacionālo likumdošanu.

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU**14.1 ANO numurs vai ID numurs**

UN Nr. 3082

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

ANO sūtīšanas nosaukums ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Satur: dibenzoilperoksīds)

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR/RID

ADR/RID Klase 9

IMDG


IMDG Klase 9

ICAO/IATA

ICAO/IATA Kategorija 9

Marķējums

Marķējums 9

**14.4 Iepakojuma grupa**

Iepakojuma grupa III

14.5 Vides apdraudējumi

Vides apdraudējumi ADR/RID: Videi Bīstams
IMDG: Jūras piesārņotājs

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Nav zināms.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Nav pieejama informācija

15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

15.1 Uz produktu vai maisījumu attiecināmie drošības un veselības un vides aizsardzības noteikumi vai tiesību akti

Eiropas noteikumi - Izmantošanas pilnvarojumi un/ vai ierobežojumi

Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts	Nav sarakstā
REACH: XIV PIELIKUMS to vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana dokumentācija sociālo un ekonomisko aspektu analīze	Nav sarakstā
REACH: XVII pielikumu ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu	Nav sarakstā
Kopienas rīcības plāna (CoRAP)	2,6-di-terc-butyl-p-krezols (128-37-0), silīcija dioksīds (7631-86-9), (1-(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanedioxy-2,1-ethanedioyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem	Nav sarakstā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2024/590 par vielām, kas noārda ozona slāni	Nav sarakstā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu	Nav sarakstā
Padomes Direktīva 93/42/EEK.	Tento výrobek je zdravotnický prostředek ve smyslu směrnice 93/42 / EHS (MDD), který je invazivní nebo se používá v přímém fyzickém kontaktu s lidským tělem, a proto je vyňat z požadavků klasifikace a označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP; čl. 1 odst. 5). I když to není nutné, produkta klasifikace a označování byla provedena podle požadavků CLP regulace.

Valsts noteikumi

Citi

Nav zināms.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

REACH ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

Sekojošās nodaļas satur izmaiņas vai arī jaunus formulējumus:

Šī ir pirmā versija.

Izdošanas datums :

01-09-2025

Pārstrādātais izdevums (LV):

1

LEĢENDA

Bīstamības piktogrammu(-as)



GHS07



GHS09

Bīstamības klasifikācija

GHS08: GHS: Bīstamība veselībai

Org. Perox. B : Organisks peroksīds, Kategorija B

Acute Tox. 4 : Akūts toksiskums, Kategorija 4

Skin Irrit. 2 : Kodīgs/kairinošs ādai, Kategorija 2

Skin Sens. 1 : Ādas sensibilizācija, Kategorija 1

Skin Sens. 1B : Ādas sensibilizācija, Kategorija 1B

Eye Irrit. 2 : Nopietns acu bojājums/kairinājums, Kategorija 2

STOT SE 3 : Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot), Kategorija 3

STOT RE 2 : Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot), Kategorija 2

Aquatic Acute 1 : Ūdens vides apdraudējumi, Akūts, Kategorija 1

Aquatic Chronic 1 : Ūdens vides apdraudējumi, Hronisks, Kategorija 1

Aquatic Chronic 2 : Ūdens vides apdraudējumi, Hronisks, Kategorija 2

Aquatic Chronic 3 : Ūdens vides apdraudējumi, Hronisks, Kategorija 3

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Bīstamības apzīmējumu(-us)

H241: Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju.
H302: Kaitīgs, ja norij.
H315: Kairina ādu.
H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H373: Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumu(-us)

P261: Izvairīties ieelpot izgarojumus.
P264: Pēc rīkošanās rokas un pakļauti ādas kārtīgi nomazgāt.
P272: Piesārņoto darba apģērbu neizņemt ārpus darba telpām.
P273: Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280: Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbus/ acu aizsargus/sejas aizsargus.
P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.
P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P321: Īpaša medicīniskā palīdzība (skat Medicīniskie norādījumi uz etiķetes).
P332+P313: Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem.
P333+P313: Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: Lūdziet palīdzību mediķiem.
P337+P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
P362+P364: Novilkt piesārņoto apģērbus un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
P391: Savākt izšķīstīto šķidrumu.

Akronīmi

P501: Iznīcināt saturu saskaņā ar vietējajiem, valsts un nacionālajiem likumiem.
ADN : Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem
ADR : Eiropas Valstu Nolīgumam par Bīstamo Kravu Starptautiskajiem Pārvadājumiem ar Autotransportu
AAT : Aprēķināto Akūto Toksicitāti
CAS : Informatīvais ķīmijas dienests
CLP : Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu
DNEL : Ietekmes līmenis nav sasniegts
EK : Eiropas Kopiena
EINECS : Eiropas Ķīmisko Komercvielu Saraksts
IATA : Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
IBC : Vidējs kontainers nefasētiem produktiem
ICAO : Starptautiskā Civilās Aviācijas Organizācija
IMDG : Starptautiskajam Jūras Bīstamo Kravu
LTEL : Kaitīgā faktora ilgtermiņa iedarbības robežvērtība
PBT : Noturīgs, Bioakumulatīvs un Toksisks
PNEC : Koncentrācijas ietekme nav paredzama
REACH : Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana
RID : Noteikumiem par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem
STEL : Īslaicīgas iedarbības robeža
STOT : Īpašu mērķorgānu toksicitāti
UN : Apvienoto Nāciju Organizācija
vPvB : Ļoti Noturīgs un Ļoti Bioakumulatīvs
Regula (EK) Nr 1272/2008 (CLP)

Galvenās literatūras avoti un datu avoti,
kas izmantoti DDL izveidošanā
Padoms apmācībām

Nodrošināt, ka darbības veicējie ir apmācīti, lai samazinātu ekspozīciju. Šo materiālu vajadzētu lietot tikai apmācītam personālam.

Noliegumi

Šī informācija attiecas tikai uz konkrēto materiālu un var nebūt spēkā šim materiālam, ja tas tiek lietots kopā ar citiem materiāliem vai procesā. Šī informācija, kas sniegta labticīgi un saskaņā ar labākajām uzņēmuma rīcībā esošajām zināšanām, ir uzskatāma esam par precīzu un uzticamu uz minēto datumu. Tomēr netiek sniegta garantija vai kategoriski apgalvojumi attiecībā uz informācijas precīzumu, uzticamību un pilnīgumu. Savu vajadzību apmierināšana attiecībā uz šīs informācijas piemērošanu konkrētajam vielas pielietojumam ir lietotāja paša atbildība.