

ESTECER II PLUS PASTE B

VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**1.1 Productidentificatie**

Productnaam ESTECER II PLUS PASTE B

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd Gebruik [Medische Hulpmiddelen] Kleefmiddel hars cement.

Uitsluitend voor tandheelkundige professionals.

Ontraden Gebruik Gebruik alleen voor beoogde toepassingen.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant

Gegevens van het Bedrijf Tokuyama Dental Corporation

Adres fabrikant 38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

Postcode 110-0016

Telefoon: +81-3-3835-2261

Fax +81-3-3835-2265

E-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>

Leverancier

Gegevens van het Bedrijf Tokuyama Dental Italy S.r.l.

Adres leverancier Via Chizzalunga, 1, 36066 Sandrigo, Vicenza, Italy

Postcode 36066

Telefoon: +39-0444-659650

Fax +39-0444-750345

E-mail <https://tokuyama-dental.com/contact/>**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

Telefoon Nr. In Noodgevallen +31 30 274 88 88

Raadpleeg National Poisons Information Centre, The Netherlands

University Medical Centre Utrecht

Postbus 85500, Utrecht

Alarmnummer: +31 30 274 88 88

Telephone Number: +31 88 755 85 61

Faxnummer: +31 30 254 15 11

E-mailadres: nvic@umcutrecht.nl<http://www.vergiftigingen.info>

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.Tel 030 274 88 88

Nationaal vergiftigingen informatie centrum

Adres

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC, Huispostnummer B.00.118, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht, Nederland

Telefoon Nr. In Noodgevallen +31 (0)88 755 8000 (24 uur per dag en 7 dagen in de week)

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 :Veroorzaakt huidirritatie.

Skin Sens. 1 :Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Eye Irrit. 2 :Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Aquatic Chronic 2 :Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Productnaam ESTECER II PLUS PASTE B

(Bevat:

(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl-2,1-ethanediyl) bismethacrylate;
2,2'-ethyleendioxydiethyldimethacrylaat;(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate;
dibenzoylperoxide)

Gevarenpictogram(men)



GHS07



GHS09

Signaalwoord(en)

Waarschuwing

ESTEC EM II PLUS PASTE B

Gevarenaanduiding(en)

H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling(en)

P261: Inademing van damp vermijden.
 P273: Voorkom lozing in het milieu.
 P280: Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
 P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
 P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 P501: Gooi de inhoud in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving.
 Niet van toepassing.

Unieke formule-ID (UFI):

2.3 Andere gevaren

BGP beoordeling : Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.
 Hormoonontregelende eigenschappen : 128-37-0 (Onder evaluatie) (<0.1%)

2.4 Aanvullende informatie

Voor de volledige tekst van de H/P-verklaringen wordt verwezen naar rubriek 16.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**3.1 Stoffen**

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN	CAS Nr.	EG nr. / De Registratie Nr van het REACH	W/W %	Gevarenaanduiding(en)	Gevaren pictogram(men)
SILICA-ZIRCONIA FILLER	-	910-388-1 01-2119860534-36-0000	60-80	Niet geclassificeerd	Geen
(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl-2,1-ethanediyl) bismethacrylate	41637-38-1	609-946-4	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
2,2'-ethyleendioxydiethylmethacrylaat	109-16-0	203-652-6	5-15	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1B H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate	1565-94-2	216-367-7	1-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	GHS07
AMORPHOUS SILICA	112945-52-5	231-545-4	1-5	Niet geclassificeerd	Geen
dibenzoylperoxide	94-36-0	202-327-6	<1	Org. Perox. B H241 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS07 GHS09
dl-bornane-2,3-dione	10373-78-1	233-814-1	<0.5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335	GHS07
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7	228-846-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	GHS08 GHS07 GHS09
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	204-881-4	<0.1	Aquatic Chronic 1 H410	GHS09
mequinol	150-76-5	205-769-8	<0.1	Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Irrit. 2 H319	GHS07

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN	CAS Nr.	Specifieke concentratiegrens	Czynnik M	ATE
dibenzoylperoxide	94-36-0		Aquatic Acute 1: 10 Aquatic Chronic 1: 10	
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene	6362-80-7		Aquatic Acute 1: 10	Acute Tox. 4 (H302) : 500
mequinol	150-76-5			Acute Tox. 4 (H302) : 500

ESTECM II PLUS PASTE B

Bevat geen niet-geclassificeerde vPvB-bestanddelen.

Bevat geen in de unie niet-geclassificeerde bestanddelen met een limiet voor blootstelling op de werkplek.

Voor de volledige tekst van de H/P-verklaringen wordt verwezen naar rubriek 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

Algemeen	Verwijder onmiddellijk de frisse lucht. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Inademing	Verwijder onmiddellijk de frisse lucht. Warm en rustig houden. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Huidcontact	Was de aangetaste plek met veel water en zeep. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Oogcontact	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inslukken	De mond spoelen. Geef veel water om te drinken. Indien symptomen blijven, medische hulp.
Advies voor eerste hulpverleners	Redders moeten speciale voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat zij zelf letsel oplopen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen specifieke aanbevelingen. Symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte Blusmiddelen	Alcoholbestendig schuim. Koolzuur .Waternevel of droog poeder .
Ongeschikte blusmiddelen	Geen gegevens beschikbaar

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

In geval van brand: Giftig gas kan gevormd worden. Bij verbranding of thermische ontleding komen vergiftige dampen vrij. Vergiftige gassen/dampen : Koolmonoxide, Kooldioxide

5.3 Advies voor brandweerlieden

Inademing van gas vermijden. Inademing van damp vermijden. Boven de wind blijven. Verplaatsbare containers dienen, indien mogelijk en zonder gevaar, overgebracht te worden. Bij brand: containers koel houden door spuiten met water. Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Brandweerlieden moeten volledig beschermende kleding met onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat dragen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Draag beschermende kleding zoals in rubriek 8 beschreven wordt. Geen open vuur, geen vonken en niet roken.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Gemorste stof niet in het riool spoelen of op het oppervlaktewater lozen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Ontstekingsbronnen verwijderen. Geen open vuur, geen vonken en niet roken. Voor toereikende ventilatie zorg dragen. Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen. Gemorste stof opnemen in zand, aarde of ander geschikt absorptiemiddel. In daarvoor bestemde container plaatsen. Vermijd afvloeien naar waterwegen en rioleringen. Vonkvrij gereedschap gebruiken.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Ook Rubriek 8, 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Inademing van damp vermijden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Draag beschermende kleding zoals in rubriek 8 beschreven wordt. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Was het besmette gebied van het lichaam met zeep en vers water. Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

ESTECM II PLUS PASTE B

Opslagtemperatuur

Opslagtermijn

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

7.3 Specifiek eindgebruik

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

0 - 10°C

Stabiel onder de voorgeschreven opslagcondities.

Ontvlambare of brandbare materialen. Sterk reducerend middel.

【Medische Hulpmiddelen】 Kleefmiddel hars cement.

Uitsluitend voor tandheelkundige professionals.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**8.1 Controleparameters****8.1.1 Bedrijfshygiënische Grenswaarden**

Bedrijfshygiënische Grenswaarden						
STOF	CAS Nr.	LTEL (8 u TWA ppm)	LTEL (8 u TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Let op:
Di-tert-butyl-4-methylfenol (damp en aerosol)	128-37-0		2			
Dibenzoylperoxide	94-36-0		5			
4-Methoxyfenol	150-76-5		5			

Regio Bron

EU Indicatieve Bedrijfshygiënische Grenswaarde (IOELV)

Nederland Codex boek VI titel 1 Chemische agentia, Nederland, 2024

Opmerking Aantekeningen

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**8.2.1. Passende technische maatregelen**

Pas doeltreffende ventilatie toe, met inbegrip van plaatselijke afzuiging. Voor toereikende ventilatie zorg dragen, zodanig dat de vastgestelde bedrijfshygiënische grenswaarde niet overschreden wordt.

8.2.2. Persoonlijk beschermingsmateriaal

	Oogbescherming	Draag oogbescherming met zijdelingse bescherming (EN ISO 16321-1). Draag een chemisch bestendig beschermende bril. Zuurbil.
	Bescherming van de huid	Draag beschermende kleding en handschoenen: Ondoordringbare handschoenen (EN 374). Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal: zie de informatie van de producent van de handschoenen. Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. Handschoenen regelmatig vervangen om doorslag te voorkomen. Draag geschikte beschermende kleding. (Contact met de huid vermijden.)
	Bescherming van de ademhalingswegen	Draag een geschikte adembescherming als de ventilatie niet voldoende is om het oplosmiddel damp concentratie lager dan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te houden.
	Thermische gevaren	Bij brandbestrijding persluchttoestel en geschikte beschermende kleding dragen.
Hygiënische Maatregelen		Zorg dragen voor toereikende ventilatie, met inbegrip van geschikte plaatselijke afzuiging, zodanig dat de vastgestelde bedrijfshygiënische grenswaarde niet overschreden wordt. Een was voorziening / voor doeleinden als het reinigen van de ogen en de huid hoort aanwezig te zijn. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Handen wassen voor het eten, drinken of roken. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

8.2.3. Beheersing Van Milieublootstelling

Voorkom lozing in het milieu.

ESTECM II PLUS PASTE B**RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	pasta. (Vloeistof.)
Kleur	Helder
Geur	Typerend
Smelt-/vriespunt	Niet bekend.
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	Niet bekend.
Ontvlambaarheid	Niet bekend.
Onderste en bovenste explosiegrens	Niet bekend.
Vlampunt	Niet van toepassing.
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet bekend.
Ontledingstemperatuur	Niet bekend.
pH	Niet bekend.
Kinematische Viscositeit	Niet bekend.
Oplosbaarheid	Oplosbaarheid (Water) : Niet bekend. Oplosbaarheid (Andere stoffen) : Niet bekend.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet bekend.
Dampspanning	Niet bekend.
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	Niet bekend.
Relatieve dampdichtheid	Niet bekend.
Deeltjeskenmerken	Niet bekend.
9.2 Overige informatie	Geen.

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1 Reactiviteit**

Naar verwachting, geen. Zie de andere subsecties van deze sectie voor meer details.

10.2 Chemische Stabiteit

Stabiel onder de voorgeschreven opslagcondities.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in direct zonlicht plaatsen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Ontvlambare of brandbare materialen. Sterk reducerend middel.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verbranding of thermische ontleding komen vergiftige dampen vrij.
Vergiftige gassen/dampen : Koolmonoxide, Kooldioxide

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**11.1 Informatie over gevaarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Acute toxiciteit - Inslikken	Berekeningsmethode : Niet geïnclassificeerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
Acute toxiciteit - Huidcontact	Berekeningsmethode : Niet geïnclassificeerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
Acute toxiciteit - Inademing	Berekeningsmethode : Niet geïnclassificeerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
Huidcorrosie/-irritatie	Berekeningsmethode : Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Berekeningsmethode : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Huidsensibilisatie gegevens	Berekeningsmethode : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Ademhalings sensibiliseringsgegevens	Berekeningsmethode : Niet geïnclassificeerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
Mutageniteit in geslachtscellen	Berekeningsmethode : Niet geïnclassificeerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
Carcinogeniteit	Berekeningsmethode : Niet geïnclassificeerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten. dibenzoylperoxide (94-36-0) IARC Classificatie: Groep 3. NTP kankerverwekkendheid: Niet vermeld .

ESTECM II PLUS PASTE B

	2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)
	IARC Classificatie: Groep 3.
	NTP kankerverwekkendheid: Niet vermeld.
Giftigheid voor de voortplanting	Berekeningsmethode : Niet geëvalueerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
Lactatie	Berekeningsmethode : Niet geëvalueerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
STOT bij eenmalige blootstelling	Berekeningsmethode : Niet geëvalueerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
STOT bij herhaalde blootstelling	Berekeningsmethode : Niet geëvalueerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
Gevaar bij inademing	Berekeningsmethode : Niet geëvalueerd. Gebaseerd op de beschikbare data wordt er niet voldaan aan de classificatievereisten.
11.2 Informatie over andere gevaren	
Plaats(en) van binnendringen	Huid , Ogen , Inslikken , Inhalatie , Gezondheidseffecten: Zie Sectie 4.2.
Hormoonontregelende eigenschappen	128-37-0 (Onder evaluatie) (<0.1%)

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**12.1 Toxiciteit**

Berekeningsmethode : Vergiftig voor het aquatisch milieu. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Toxiciteit - Kreeftachtigen	Gegevens niet beschikbaar.
Toxiciteit - Vis	Gegevens niet beschikbaar.
Toxiciteit - Algen	Gegevens niet beschikbaar.
Toxiciteit - Sediment Compartment	Gegevens niet beschikbaar.
Toxiciteit - Terrestrisch compartiment	Gegevens niet beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet bekend.

12.3 Bioaccumulatie

Niet bekend.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Niet bekend.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

128-37-0 (Onder evaluatie) (<0.1%)

12.7 Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Gooi de inhoud in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving. Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. Gemorste stof niet in het riool spoelen of op het oppervlaktewater lozen. Lege vaten of binnenbekleding kunnen enig restproduct bevatten en zijn daarmee potentieel gevaarlijk.

13.2 Aanvullende informatie

Bij verwijdering van afvalstoffen dient lokale, provinciale en nationale wetgeving in acht te worden genomen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**14.1 VN-nummer of ID-nummer**

VN-Nr. 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bevat: dibenzoylperoxide)

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID

ADR/RID Klasse 9

IMDG

IMDG Klasse 9

(ICAO/IATA)

ESTECM II PLUS PASTE B


ICAO/IATA Klasse

9

Labels

9

Labels



14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

III

14.5 Milieugevaren

Milieugevaren

ADR/RID: Milieugevaarlijk

IMDG: Vervuult de Zee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bekend.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Europese Regelgeving - Vergunningen en/of Beperkingen Op Gebruik

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie	Niet vermeld
REACH: BIJLAGE XIV lijst van autorisatieplichtige stoffen	Niet vermeld
REACH: Bijlage XVII Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen	Niet vermeld
Communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP)	2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0), siliciumdioxide (7631-86-9) , (1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl)oxy-2,1-ethanediyl) bismethacrylate (41637-38-1)
Verordening (EU)° Nr. 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen	Niet vermeld
Verordening (EG) nr. 2024/590 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen	Niet vermeld
Verordening (EG)° Nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen	Niet vermeld
Richtlijn 93/42/EEG van de Raad.	Dit product is een medisch hulpmiddel zoals omschreven in Richtlijn 93/42/EEG (MDD), het is invasief of komt in direct contact met het menselijk lichaam en is daarom vrijgesteld van de eisen van indeling en etikettering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP; Artikel 1, lid 5). Hoewel het dus niet verplicht, het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Nationale verordeningen

Andere maatregelen

Niet bekend.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsanalyse van REACH is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

De onderstaande rubrieken bevatten

Dit is de eerste uitgave.

wijzigingen of nieuwe informatie:

Datum van Uitgave :

01-09-2025

Herziening (NL):

1

ESTECM II PLUS PASTE B**LEGENDE**

Gevarenpictogram(men)



GHS07



GHS09

Gevaren indeling

GHS08: GHS: Gezondheidsgevaar

Org. Perox. B : Organisch peroxide, Categorie B

Acute Tox. 4 : Acute toxiciteit, Categorie 4

Skin Irrit. 2 : Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1 : Sensibilisering van de huid, Categorie 1

Skin Sens. 1B : Sensibilisering van de huid, Categorie 1B

Eye Irrit. 2 : Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

STOT SE 3 : Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij eenmalige blootstelling, Categorie 3

STOT RE 2 : Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij herhaalde blootstelling, Categorie 2

Aquatic Acute 1 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Acuut, Categorie 1

Aquatic Chronic 1 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Chronisch, Categorie 1

Aquatic Chronic 2 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Chronisch, Categorie 2

Aquatic Chronic 3 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Chronisch, Categorie 3

Gevarenaanduiding(en)

H241: Brand- of ontplofingsgevaar bij verwarming.

H302: Schadelijk bij inslikken.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling(en)

P261: Inademing van damp vermijden.

P264: Na het werken met dit product handen en blootgestelde huid grondig wassen.

P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273: Voorkom lozing in het milieu.

P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water. wassen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P321: Specifieke behandeling vereist (zie Medisch advies op dit etiket).

P332+P313: Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

P362+P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501: Gooi de inhoud in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving.

Acroniemen

ADN : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

ADR : Europese Overeenkomst Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen Over de Weg

ATE : Acute Toxiciteitsschatting

CAS : Chemical Abstracts Service

CLP : Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

DNEL : Afgeleide geen effect Level

EG : Europese Gemeenschap

EINECS : Europese Inventaris Van Bestaande Chemische Handelsstoffen

IATA : Associatie Voor Internationaal Luchtvervoer

IBC : Vervoercontainer voor stortgoed

ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

IMDG : International Maritime Dangerous Goods

LTEL : Maximale blootstellingslimiet voor lange duur

PBT : Persistente, Bioaccumulerend en Toxische

ESTEC EM II PLUS PASTE B

PNEC : Voorspelde Concentraties Zonder Effect

REACH : Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

RID : Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen

STEL : Maximale blootstellingslimiet voor korte duur

STOT : Specifieke doelorgaan toxiciteit

VN : Verenigde Naties

zPzB : zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Belangrijke literaire referenties en bronnen
voor data gebruikt om de SDS samen te
stellen

Scholingsadvies

Afwijzingen

Stel zeker dat operators zijn getraind om blootstelling te minimaliseren. Alleen getraind personeel mag dit materiaal gebruiken.

De informatie in dit document is gebaseerd op beschikbare gegevens. Deze gegevens zijn echter afkomstig uit verschillende bronnen, waaronder onafhankelijke laboratoria, en worden daarom zonder garantie of waarborg dat zij compleet, accuraat en betrouwbaar zijn gegeven. Tokuyama Dental Corp. heeft op geen enkele wijze getracht de schadelijke aspecten van het onderhavige product achter te houden, maar garandeert dit niet.